

PRODUKTDATABLAD

Welland HyperSeal ring med Manuka honning

Den unikke hudvenlige tætningsring med Manuka honning fås nu også med tre forskellige hulstørrelser.

Manuka honning hæmmer bakterievækst, absorberer væske, stimulerer dannelse af nye celler og er med til at holde huden hel inde omkring stomien.

- Ideel ved rød hud lige omkring stomien
- Efterlader ingen klæberester og fedter ikke
- Velegnet ved lækage uden forklaring
- Kan bruges under alle typer stomiplader



Indholdsstoffer/materiale: Allergivenlig hydrokolloid, papir

PVC/ftalater: Nej/Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse I

Steril: Nej

Opbevaring: Opbevares i rene og tørre omgivelser. Holdes væk fra varme og lys

Holdbarhed: 3 år

Bortskaffelse af vare: Forbrænding/Genbrug

Bortskaffelse af emballage: Forbrænding/Genbrug

Bemærkninger: -

1410-0011/02, 12.12.2018

PRODUKTDATABLAD

Welland HyperSeal ring med Manuka honning

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0361810	Welland HyperSeal	Ring 2,5 mm med manuka honning, hul 19 mm	50 mm Ø	Æske a 20 stk.	XMHWA300
0361811	Welland HyperSeal	Ring 2,5 mm med manuka honning, hul 30 mm	60 mm Ø	Æske a 30 stk.	XMHWA310
0361812	Welland HyperSeal	Ring 4,0 mm med manuka honning, hul 19 mm	50 mm Ø	Æske a 20 stk.	XMHWA400
0361813	Welland HyperSeal	Ring 2,5 mm med manuka honning, hul 40 mm	70 mm Ø	Æske a 30 stk.	XMHWA320
0361814	Welland HyperSeal	Ring 2,5 mm med manuka honning, hul 19 mm	100 mm Ø	Æske a 5 stk.	XMHWA350
0361816	Welland HyperSeal	Ring 2,5 mm med manuka honning, hul 50 mm	80 mm Ø	Æske a 30 stk.	XMHWA330

1410-0011/02, 12.12.2018