

# PRODUKTDATABLAD

## Aurum® Profile 1-dels urostomipose

Aurum Profile er en 1-dels urostomipose med en modellerbar skål, som skaber en lækagefri vedhæftning omkring stomien. Er også velegnet i forbindelse med stomibrok.

Aurum Profile har en hudvenlig hydrocolloid klæber, der bl.a. består af Manuka honning, som hæmmer bakterievæksten, absorberer væske og stimulerer dannelsen af nye celler. Dette kan være med til at fremme og bibeholde en sund hud omkring stomien.

Aurum Profile reducerer behovet for løse tætningsringe og tætningspasta. Posen har bælteører samt et kulfilter, der hæmmer dårlig lugt.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	Hydrokolloid, manuka-honning, EVA, HDPE, non-woven, kulfilter
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej/Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse I
<b>Steril:</b>	Nej
<b>Særlig mærkning:</b>	-
<b>Opbevaring:</b>	Opbevares ved stuetemperatur
<b>Holdbarhed:</b>	3 år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald
<b>Bortskaffelse af emballage:</b>	Forbrænding/Genanvendelse
<b>Bemærkninger:</b>	-

# PRODUKTDATABLAD

## Aurum® Profile 1-dels urostomipose

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0300785	Aurum Profile	1-dels urostomipose, Midi, 19 mm	19 mm	Æske a 10 stk. – Krt. a 12 æsker	XMHCUS519
0300786	Aurum Profile	1-dels urostomipose, Midi, 22 mm	22 mm	Æske a 10 stk. – Krt. a 12 æsker	XMHCUS522
0300787	Aurum Profile	1-dels urostomipose, Midi, 25 mm	25 mm	Æske a 10 stk. – Krt. a 12 æsker	XMHCUS525
0300788	Aurum Profile	1-dels urostomipose, Midi, 29 mm	29 mm	Æske a 10 stk. – Krt. a 12 æsker	XMHCUM529
0300789	Aurum Profile	1-dels urostomipose, Midi, 32 mm	32 mm	Æske a 10 stk. – Krt. a 12 æsker	XMHCUM532
0300790	Aurum Profile	1-dels urostomipose, Midi, 35 mm	35 mm	Æske a 10 stk. – Krt. a 12 æsker	XMHCUM535
0300794	Aurum Profile	1-dels urostomipose, Maxi, 19 mm	19 mm	Æske a 10 stk. – Krt. a 12 æsker	XMHCUS919
0300795	Aurum Profile	1-dels urostomipose, Maxi, 22 mm	22 mm	Æske a 10 stk. – Krt. a 12 æsker	XMHCUS922
0300796	Aurum Profile	1-dels urostomipose, Maxi, 25 mm	25 mm	Æske a 10 stk. – Krt. a 12 æsker	XMHCUS925
0300797	Aurum Profile	1-dels urostomipose, Maxi, 29 mm	29 mm	Æske a 10 stk. – Krt. a 12 æsker	XMHCUM929
0300798	Aurum Profile	1-dels urostomipose, Maxi, 32 mm	32 mm	Æske a 10 stk. – Krt. a 12 æsker	XMHCUM932
0300799	Aurum Profile	1-dels urostomipose, Maxi, 35 mm	35 mm	Æske a 10 stk. – Krt. a 12 æsker	XMHCUM935