

# Flow Collector

Opsamlingspose til brug med alle High Flow udløb

## Indikation

- Opsamlingspose til brug ved stort output

## Egenskaber

- Kan tilkobles alle High Flow udløb i serierne Flexima 3S, Softima Key, Almarys Twin+, og Softima
- Stort hul der tillader mange føderester at passere
- Rillet kink-fri slange sikrer konstant fri passage til opsamlingsposen

## Produktbeskrivelse

- Rummer 2 l. væske
- Slangens længde er 1,5 m
- Stort udløb i bunden
- Mulighed for at afkorte for hver 30 cm slange



Kan tilsluttes udløb der ser ud som



- Ekstra hætter til slangen kan rekvireres gratis hos B. Braun Danmark
- Den 1,5 m lange slange kan afkortes for hver 30 cm
- Let at åbne og tømme ud i toiletet



Varenr.	Produktnavn, <u>uden</u> vindue	Salgsenhed /æske
039900N	Flow Collector, 2 l.	15 stk.
039901A	Flow Collector, 2 l.	5 stk.