

# PRODUKTDATABLAD

Uson kanylebøtte, låg med kanyleaftræk og hul, UN godkendt, 200 ml

## Kanylebøtte med låg med kanyleaftræk og hul

USON er dansk producerede kanylebeholdere, designet til brug på hospitaler, klinikker og andre plejeinstitutioner.

Beholderen er specielt udviklet til sikker bortskaffelse af kanyler, sprøjter mm.

Er UN godkendt (3291)

Væsketæt samling mellem beholder og låg.

Har to funktioner – midlertidig og permanent lukning



**Indholdsstoffer/materiale:** Polypropylen

**PVC/ftalater:** Nej/Nej

**Latex:** Nej

**CE klassifikation:** -

**Steril vare:** Nej

**Opbevaring:** Tørt og rent

**Holdbarhed:** 5 år

**Bortskaffelse vare:** Forbrænding

**Bortskaffelse emballage:** Forbrænding/Genbrug

**Bemærkninger:** -

# PRODUKTDATABLAD

Uson kanylebøtte, låg med kanyleaftræk og hul, UN godkendt, 200 ml

## Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
3151200	Uson kanylebøtte	Låg med kanyleaftræk og hul, UN godkendt	200 ml	Krt. a 100 stk.	702