

PRODUKTDATABLAD

Usøn kanylebøtte gul, låg med kanyleaftræk, UN godkendt, 2 liter

Kanylebøtte med låg med kanyleaftræk

USON er dansk producerede kanylebeholdere, designet til brug på hospitaler, klinikker og andre plejeinstitutioner.

Beholderen er specielt udviklet til sikker bortskaffelse af kanyler, sprøjter mm.

Er UN godkendt (3291)

Væsketæt samling mellem beholder og låg.

Har to funktioner – midlertidig og permanent lukning



Indholdsstoffer/materiale: Polypropylen

PVC/ftalater: Nej/Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: -

Steril vare: Nej

Opbevaring: Tørt og rent

Holdbarhed: 5 år

Bortskaffelse vare: Forbrænding

Bortskaffelse emballage: Forbrænding/Genbrug

Bemærkninger: -

PRODUKTDATBLAD

Uson kanylebøtte gul, låg med kanyleaftræk, UN godkendt, 2 liter

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
3152201	Uson kanylebøtte	Gul, låg med kanyleaftræk, UN godkendt	2 liter	Krt. a 100 stk.	720