

PRODUKTDATABLAD

Uson kanylebøtte gul, gult klemlåg uden åbning, 3,5 liter

Kanylebøtte med klemlåg uden åbning.

USON er dansk producerede kanylebeholdere, designet til brug på hospitaler, klinikker og andre plejehæmninger.

Beholderen er specielt udviklet til sikker bortskaffelse af kanyler, sprøjter mm.

Er UN godkendt (3291)

Væsketæt samling mellem beholder og låg.

Har to funktioner – midlertidig og permanent lukning



Indholdsstoffer/materiale: Polypropylen

PVC/ftalater: Nej/Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: -

Steril vare: Nej

Opbevaring: Tørt og rent

Holdbarhed: 5 år

Bortskaffelse vare: Forbrænding

Bortskaffelse emballage: Forbrænding/Genbrug

Bemærkninger: -

PRODUKTDATABLAD

Uson kanylebøtte gul, gult klemlåg uden åbning, 3,5 liter

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
3152300	Uson kanylebøtte	Gul, gult klemlåg uden åbning	3,5 liter	Krt. a 45 stk.	902