

PRODUKTDATABLAD

Uson kanylebøtte transparent, gult speciallåg, UN godkendt, 100 ml

Kanylebøtte med gult speciallåg

USON er dansk producerede kanylebeholdere, designet til brug på hospitaler, klinikker og andre plejehospitaler.

Beholderen er specielt udviklet til sikker bortskaffelse af kanyler, sprøjter mm.

Størrelsen gør bøtten velegnet som udstyr i lægetasker og til ambulancetjeneste.

Er UN godkendt (3291)

Væsketæt samling mellem beholder og låg.

Har to funktioner – midlertidig og permanent lukning.



Indholdsstoffer/materiale: PP

PVC/ftalater: Nej/Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: -

Steril vare: Nej

Opbevaring: Tørt og rent

Holdbarhed: 5 år

Bortskaffelse vare: Forbrænding

Bortskaffelse emballage: Forbrænding/Genbrug

Bemærkninger: -

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
3150010	Uson kanylebøtte	Transparent, gult speciallåg, UN Godkendt	100 ml	Krt. a 100 stk.	301