

PRODUKTDATABLAD

Klinion EasyCare kanylebeholder, gul, med kanyleaftræk, UN godkendt, 5 liter

Kanylebeholder med kanyleaftræk

Klinion EasyCare kanylebeholdere er designet og produceret i Danmark med udgangspunkt i de behov der er på danske hospitaler, klinikker og andre plejehospitaler. Anvendes til brugte kanyle, skalpeller og andre skarpe genstande.

Kanylebeholderne opfylder som en af ganske få DS/ISO 23907/2012 til forebyggelse af stikskader - krav til prøvningsmetode – kanylespande.

Med dansk certificeret UN godkendelse 3291 er beholderne specielt udviklede til sikker bortskaffelse af farligt affald.

Til beholderne findes et bredt udvalg af bøjler til ophæng på væg, kulisseskinne, rullebord og lign. Herved kan man let og fleksibelt opfylde kravene i stikskadedirektivet.



| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Indholdsstoffer/materiale: | Polypropylen |
| PVC/ftalater: | Nej/Nej |
| Latex: | Nej |
| CE klassifikation: | - |
| Steril: | Nej |
| Opbevaring | Tørt og rent |
| Holdbarhed: | 5 år |
| Bortskaffelse af vare: | Forbrænding |
| Bortskaffelse af emballage: | Forbrænding/Genanvendelse |
| Bemærkning: | - |

1004-0801-02 / 19.05.2017

PRODUKTDATABLAD

Klinion EasyCare kanylebeholder, gul, med kanyleaftræk, UN godkendt, 5 liter

Mediqs varesortiment

| Varenr. | Navn | Varebeskrivelse | Str. | Indhold | Ref. nr. |
|---------|------------------|---|---------|------------------|--------------|
| 3158921 | Klinion Easycare | Kanylebeholder, gul, med kanyleaftræk, UN godkendt | 5 liter | Palle a 405 stk. | 750-77510920 |