

PRODUKTDATABLAD

Uson kanylebøtte gul, låg uden flap, høj model, 500 ml

Kanylebøtte med låg uden flap, høj model.

USON er dansk producerede kanylebeholdere, designet til brug på hospitaler, klinikker og andre plejehospitaler.

Beholderen er specielt udviklet til sikker bortskaffelse af kanyler, sprøjter mm.

Væsketæt samling mellem beholder og låg.

Høj model udført i gul plast. Låget har to funktioner – midlertidig og permanent lukning.



Indholdsstoffer/materiale:	Polypropylen
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	-
Steril vare:	Nej
Opbevaring:	Tørt og rent, væk fra direkte sollys
Holdbarhed:	> 5 år
Bortskaffelse vare:	I henhold til lokale regler
Bortskaffelse emballage:	Forbrænding/Genbrug
Bemærkninger:	-

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
3152320	Uson kanylebøtte	Gul, låg uden flap, høj model	500 ml	Krt. a 100 stk.	4705S