


# PRODUKTDATABLAD

## TENA Fix nettrusse

**Tena FIX nettrusse** i god elastisk kvalitet. Til fiksering af alle bind og bleer.

Det har afgørende betydning for bleers lækagesikkerhed, at der anvendes en stramtsiddende trusse.

Fremstillet af 69% polyamid, 12% polyester, 19% elasthan. Vask ved 90°C.



**Indholdsstoffer/materiale:** Polyamid, polyester, elastan

**PVC/ftalater:** Nej/Nej

**Latex:** Nej

**CE klassifikation:** Klasse I

**Steril vare:** Nej

**Opbevaring:** Opbevares ved almindelig stuetemperatur

**Holdbarhed uåbnet:** -

**Holdbarhed åbnet:** Holder til ca. 20 vaske ved 60°C

**Bortskaffelse af vare:** Forbrænding

**Bemærkning:** -

1105-0031-02 / 07-01-2022

# PRODUKTDATABLAD

## TENA Fix nettrusse

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0406126	TENA Fix	Nettrusse, blå, livvidde 70-100 cm	Medium	Pk. a 25 stk.	754500/754029
0406127	TENA Fix	Nettrusse, brun, livvidde 80-120 cm	Large	Pk. a 25 stk.	754600/754030
0406128	TENA Fix	Nettrusse, grøn, livvidde 95-130 cm	X-large	Pk. a 25 stk.	754700/754031-02
0406129	TENA Fix	Nettrusse, orange, livvidde 100-150 cm	Xx-large	Pk. a 25 stk.	754800/754032

1105-0031-02 / 07-01-2022