

PRODUKTDATABLAD


Leje papir



Mediq lejepapir er fremstillet på vedvarende energi fra solceller, og den anvendte cellulosemasse kommer fra certificeret, bæredygtigt skovbrug eller genanvendt papir cellulosemasse. Papiret er fri for unødige farve og miljøskånsomt bleget (uden brug af klorgas) og er dermatologisk testet.

Lejepapiret kommer i ruller med forskellig bredde og længde; standard (glad) eller præget (nopret) papir; og med eller uden perforering per 34-38 cm.

Rullerne har rør med en diameter på 40 mm, og er af hygiejniske hensyn pakket individuelt i genanvendelige PE-posere, og transporteres i FSC certificerede kartonbokse.

Indholdsstoffer/materiale:	FSC certificeret cellulosemasse og genanvendt papir. PE belagt papir har polyethylen på bagsiden.
PVC/ftalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Nej
Steril:	Nej
Opbevaring:	
Holdbarhed fra produktionsdato:	N/A
Bortskaffelse af vare:	Almindeligt papiraffald
Bortskaffelse af emballage:	Pap og PE-plastik til genanvendelse
Bemærkninger:	Papiret er dermatologisk testet

PRODUKTDATABLAD

Leje papir

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0438070	Lejepapir	2-lags, hvid, FSC, standard perforeret, 35 gsm	52 cm x 50 m	krt a 12 rl	076152P
0438074	Lejepapir	2-lags, hvid, FSC, standard uperforeret, 35 gsm	52 cm x 50 m	krt a 12 rl	076152PNP
0438079	Lejepapir	2-lags, hvid, GENANVENDT papir, præget, perforeret, 33 gsm	50 cm x 46 m	krt a 9 rl	074650PPT
0438080	Lejepapir	2-lags, hvid, FSC, præget, perforeret, 33 gsm	50 cm x 46 m	krt a 9 rl	074650P-P
0438095	Lejepapir	1-lags, hvid, PE belagt, præget, perforeret, 34 gsm	50 cm x 50 m	krt a 6 rl	075550
0438096	Lejepapir	2-lags, hvid, FSC, præget, perforeret, 33 gsm	59 cm x 46 m	krt a 9 rl	074659 P-P

