

PRODUKTDATABLAD

Absorin Slip ble med fixationstape

Absorin Slip er en ble med fixationstape, der passer til moderat til svær inkontinens. Er anatomisk udformet for øget komfort og mobilitet. Den har et elastisk for- og bagstykke, som sikrer perfekt pasform under alle forhold. Genlukkelige tapestykker i siderne.

Absorin SAP 3+systemet (superabsorbent) forhindrer bakterievækst og bevarer hudens naturlige pH-værdi, mens ubehagelig lugt undgås. Det superabsorberende pulver (SAP) absorberer urinen og bliver til en gel, så lækager undgås.

Har et non-woven lag mod huden, så fugt kan passere hurtigt ind i bleen, hvilket giver en tør og behagelig følelse. De specielle "hybatex fibre" giver en mere åben struktur på fluffet samt forbedret fugtfordeling og fugtoptagelse.

Har vådindikator der viser, hvornår skift bør foretages.



Indholdsstoffer/materiale: SAP, non-woven, PE-film, cellulose fluff

PVC/ftalater: Nej/Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse I

Steril vare: Nej

Særlig mærkning: -

Opbevaring: Opbevares tørt ved stuetemperatur

Holdbarhed fra produktionsdato: 5 år

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

Bortskaffelse af emballage: Genanvendelse

Bemærkninger: -

PRODUKTDATABLAD

Absorin Slip ble med fixationstape

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0428530	Absorin Slip	Ble med fixationstape, junior, <60cm	Xx-small	Pk. a 44 stk. – Krt. a 3 pk.	3013992
0428531	Absorin Slip	Ble med fixationstape, 40-70cm hvid	X-small	Pk. a 14 stk. – Krt. a 12 pk.	3013999
0428532	Absorin Slip	Ble med fixationstape, 60-85cm lilla	Small	Pk. a 14 stk. – Krt. a 8 pk.	3014009
0428533	Absorin Slip	Ble med fixationstape nat, 60-85cm gul	Small	Pk. a 20 stk. – Krt. a 4 pk.	3014087
0428535	Absorin Slip	Ble med fixationstape dag extra, liv. <125cm, grøn	Medium	Pk. a 28 stk. – Krt. a 3 pk.	3013961
0428536	Absorin Slip	Ble med fixationstape nat, livvidde <125 cm, lilla	Medium	Pk. a 28 stk. – Krt. a 3 pk.	3014037
0428537	Absorin Slip	Ble med fixationstape nat extra, 90-105cm gul	Medium	Pk. a 20 stk. – Krt. a 3 pk.	3014093
0428538	Absorin Slip	Ble med fixationstape Excellent, 90-105cm grå	Medium	Pk. a 15 stk. – Krt. a 3 pk.	3014373
0428539	Absorin Slip	Ble med fixationstape dag, livvidde <155 cm, blå	Large	Pk. a 28 stk. – Krt. a 4 pk.	3013963
0428541	Absorin Slip	Ble med fixationstape nat, 100-130cm lilla	Large	Pk. a 28 stk. – Krt. a 3 pk.	3014055
0428543	Absorin Slip	Ble med fixationstape Excellent, 100-130cm orange	Large	Pk. a 15 stk. – Krt. a 3 pk.	3014379