

PRODUKTDATABLAD

Tegaderm HP film, oval med ramme, steril

Tegaderm HP er en steril film til sår og sårbehandling, som består af tyndt, transparent og semipermeabelt material som giver god hudbeskyttelse og sikrer en fugtig sårheling. Rammesystemet sikrer let og steril applicering og hindrer at filmen klæber til sig selv samt nedsætter risiko for at kanterne ruller.

Filmene bevarer et fugtig sårhelingsmiljø og gør inspektion af såret muligt. Den beskytter også mod friktion og hudafskrabning. Den ovale pasform gør det lettere at forbinde vanskelige steder for bandagering så som albuer, hæler eller hofter.



Indholdsstoffer/materiale:	Polyurethane, akrylatklæber
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse IIa
Steril vare:	Ja
Særlig mærkning:	-
Opbevaring uåbnet:	Tørt ved stuetemperatur, væk fra direkte sollys
Opbevaring åbnet:	Engangsprodukt
Holdbarhed uåbnet:	3 år
Holdbarhed åbnet:	Kan ligge på såret i op til 7 dage
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af indre emballage:	Forbrænding/Genbrug
Bortskaffelse af ydre emballage:	Forbrænding/Genbrug

PRODUKTDATBLAD

Tegaderm HP film, oval med ramme, steril

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
4285040	Tegaderm HP film	Oval med ramme, steril	10 x 11,5 cm	Æske a 50 stk. – krt. a 4 æsker	9546HP
4285042	Tegaderm HP film	Oval med ramme, steril	14 x 16,5 cm	UDGÅET	9548HP