

# PRODUKTDATABLAD

## Klinion absorberende bandage m/væskeafvisende yderside, steril/usteril

Klinion absorberende bandage er beregnet til anvendelse på moderat til kraftigt væskende sår.

Kan anvendes både som primær og som sekundær bandage.

Bandagen er blød og fleksibel og kan derfor anvendes også på svær bandagérbare steder. Bandagen kræver passende sekundær fiksering.

Har væskeafvisende blå yderside.

Får i steril og usteril variant.  
EO steriliseret.

Latexfri.



**Indholdsstoffer:** Polypropylen, cellulosepulpkerne, non woven yderside

**PVC/phtalater:** Nej

**Latex:** Nej

**CE klassifikation:** CE I (usteril), CE Is (steril)

**Steril vare:** Ja/nej

**Holdbarhed:** 3år (steril), 5år (usteril)

**Opbevaring:** Stuetemperatur, tørt miljø

**Bortskaffelse af vare:** Forbrænding

**Bortskaffelse inder emballage:** Forbrænding/genbrug

**Bortskaffelse yder emballage:** Forbrænding/genbrug

**Særlig mærkning:** Nej

# PRODUKTDATABLAD

Klinion absorberende bandage m/væskeafvisende yderside, steril/usteril

## Sortimentsoversigt

| Vare    | Varefamilie                  | Varebeskrivelse                      | Str           | Indhold                        | Lev.nr  |
|---------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------|---------|
| 4273150 | Klinion absorberende bandage | med væskeafvisende yderside, steril  | 10x10cm       | æske a 50 stk-krt a 8 æsker    | 3016955 |
| 4273151 | Klinion absorberende bandage | med væskeafvisende yderside, steril  | 10 x 20 cm    | æske a 35 stk-krt a 8 æsker    | 3016956 |
| 4273152 | Klinion absorberende bandage | med væskeafvisende yderside, steril  | 15 cm x 25 cm | æske a 15 stk.-krt. a 8 æsker  | 3016957 |
| 4273153 | Klinion absorberende bandage | med væskeafvisende yderside, steril  | 20x20cm       | æske a 15 stk.-krt. a 8 æsker  | 3016958 |
| 4273154 | Klinion absorberende bandage | med væskeafvisende yderside, steril  | 20x30cm       | æske a 10 stk - krt a 8 æsker  | 3016959 |
| 4273155 | Klinion absorberende bandage | med væskeafvisende yderside, steril  | 20x40cm       | æske a 6 stk-krt a 8 æsker     | 3016960 |
| 4273160 | Klinion absorberende bandage | med væskeafvisende yderside, usteril | 10x10cm       | æske a 100 stk - krt a 6 æsker | 3017081 |
| 4273161 | Klinion absorberende bandage | med væskeafvisende yderside, usteril | 10 x 20 cm    | æske a 50 stk. - krt a 6 æsker | 3017082 |
| 4273162 | Klinion absorberende bandage | med væskeafvisende yderside, usteril | 20x20cm       | æske a 50 stk. - krt a 6 æsker | 3017083 |