

# PRODUKTDATABLAD

## Klinipress Novopad kompres med perforeret PE på begge sider, steril

Klinipress Novopad er et ikke hæftende kompres til anvendelse på moderat væskende sår.

Begge sider er dækket af en PE (polyethylen) film som er perforeret så sårvæsken let trænger igennem.

Begge sider kan anvendes ned mod såret.

Klinion Novopad har en højere absorption end f.eks non woven kompresser.

Novopad kræver anvendelse af en passende sekundær forbindelse.

- Kernen er fremstillet af 30% viskose og 70% bomuld
- Begge sider dækket af perforeret PE
- Tilgængeligt i 3 størrelser
- Produktet er sterilt

EO steriliseret.



**Indholdsstoffer/materiale:** Viskose, bomuld, polyethylen

**PVC/ftalater:** Nej

**Latex:** Nej

**CE klassifikation:** CE I-s

**Steril vare:** Ja

**Særlig mærkning:** Nej

**Holdbarhed uåbnet:** 3 år

**Bortskaffelse af vare:** Forbrænding

**Bortskaffelse af inder  
emballage:** Forbrænding/genbrug

**Bortskaffelse af yder  
emballage:** Forbrænding/genbrug

**Bemærkninger:** Nej

**Opbevaring:** Tørt i astuetemperatur, udenfor direkte sollys

# PRODUKTDATABLAD

## Klinipress Novopad kompres med perforeret PE på begge sider, steril

### Sortimentsoversigt

Vare	Varefamilie	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Lev.nr
4281932	Klinipress Novopad	med perforeret PE på begge sider, steril	5 x 5 cm	æske a 100 stk-krt a 16 æsker	3017064
4281933	Klinipress Novopad	med perforeret PE på begge sider, steril	10x10cm	æske a 100 stk-krt a 16 æsker	3017065
4281934	Klinipress Novopad	med perforeret PE på begge sider, steril	10 x 20 cm	æske a 50 stk.-krt. a 12 æsker	3017066