

# PRODUKTDATABLAD

## Coloplast, Folsil X-tra ballonkateter 2-vejs m. 10 ml forfyldt glycerinsprøjte

### Folsil, X-tra Ballonkateter 2 vejs m. 10 ml forfyldt glycerinsprøjte

Produktet er lavet i 100 % Silikone, som har en større indre lumen i forhold til størrelsen og dermed bedre drænage. Samtidig giver silikone mindre risiko for enkrustation end latex.



- Engangsprodukt til langtidsbrug
- 10 ml. ballonstørrelse
- 10 ml steril sprøjte med 10% glycerin
- Størrelser til mænd og kvinder i hhv. 25 og 41 cm
- Lige facon med nelatonspids
- Røntgen stribe
- Liggetid 12 uger

**Indholdsstoffer/materiale:** 100 % Silikone

**PVC/ftalater:** Nej

**Latex:** Nej

**CE klassifikation:** Klasse IIb

**Steril vare:** Ja/Ethylenoxid (EO)

**Særlig mærkning:** Kateteret bør ikke sidde længere end 12 uger

**Opbevaring uåbnet:** Tørt og mellem 5-25 grader Celcius,

**Opbevaring åbnet:** Engangsprodukt

**Holdbarhed uåbnet:** 5 år

**Holdbarhed åbnet:** Engangsprodukt

**Bortskaffelse af vare:** Forbrænding

**Bortskaffelse af inder  
emballage:** Forbrænding/Genbrug

**Bortskaffelse af yder  
emballage:** Forbrænding/Genbrug

**Bemærkninger:** Ingen

# PRODUKTDATABLAD

Coloplast, Folsil X-tra ballonkateter 2-vejs m. 10 ml forfyldt glycerinsprøjte

## Mediq sortimentsoversigt

Vare. Nr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Salgsenhed	Ref. Nr.
0620062	Folsil X-tra 2-vejs	ballonkateter, 10ml, kvinde 25cm, sprøjte, steril	ch. 12	æske a 5 stk	ÆSKE	AA8512
0620064	Folsil X-tra 2-vejs	ballonkateter, 10ml, kvinde 25cm, sprøjte, steril	ch. 14	æske a 5 stk	ÆSKE	AA8514
0620066	Folsil X-tra 2-vejs	ballonkateter, 10ml, kvinde 25cm, sprøjte, steril	ch. 16	æske a 5 stk	ÆSKE	AA8516
0620068	Folsil X-tra 2-vejs	ballonkateter, 10ml, kvinde 25cm, sprøjte, steril	ch. 18	æske a 5 stk	ÆSKE	AA8518
0620070	Folsil X-tra m. forfyldt spr.	ballonkateter, 10 ml, 42cm, sprøjte, steril	ch. 12	æske a 5 stk	ÆSKE	AA8112
0620072	Folsil X-tra 2-vejs	ballonkateter, 10ml, 41cm, sprøjte, steril	ch. 14	æske a 5 stk	ÆSKE	AA8114
0620074	Folsil X-tra 2-vejs	ballonkateter, 10ml, 41cm, sprøjte, steril	ch. 16	æske a 5 stk	ÆSKE	AA8116
0620076	Folsil X-tra 2-vejs	ballonkateter, 10ml, 41cm, sprøjte, steril	ch. 18	æske a 5 stk	ÆSKE	AA8118
0620078	Folsil X-tra 2-vejs	ballonkateter, 10ml, 41cm, sprøjte, steril	ch. 20	æske a 5 stk	ÆSKE	AA8120
0620080	Folsil X-tra 2-vejs	ballonkateter, 10ml, 41cm, sprøjte, steril	ch. 22	æske a 5 stk	ÆSKE	AA8122