

# PRODUKTDATABLAD


## Folysil 2-vejs ballonkateter, silikone

### Folysil LT 2-vejs ballonkateter, 3, 10 og 50 ml

Alle Folysil katetre er lavet af 100 % silikone og er latexfrie. Silikonekatetret har en betydelig større kanal og dermed et bedre gennembløb. Katetrene er forsynet med røntgenstribe.

Tilsvarende sikrer en knækfri overgang fra kateteret til urinposen et optimalt urinflow.

Må sidde i op til 90 dage.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	100 % silikone
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej/Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse IIa
<b>Steril vare:</b>	Ja, EO-steriliseret
<b>Særlig mærkning:</b>	-
<b>Opbevaring:</b>	Opbevares tørt ved 5-25 grader Celsius
<b>Holdbarhed:</b>	5 år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse af emballage:</b>	Genanvendelse
<b>Bemærkninger:</b>	Må sidde i max 90 dage

# PRODUKTDATABLAD

## Folysil 2-vejs ballonkateter, silikone

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0619900	Folysil LT	2-vejs ballonkateter, pæd, stilet, 3 ml, steril	Ch. 10	Æske a 5 stk.	AA7110
0619901	Folysil LT	2 -v ballonkateter, silikone, 42 cm, 10 ml, steril	Ch. 12	Æske a 5 stk.	AA7112
0619902	Folysil LT	2 -v ballonkateter, silikone, 42 cm, 10 ml, steril	Ch. 14	Æske a 5 stk.	AA7114
0619903	Folysil LT	2 -v ballonkateter, silikone, 42 cm, 10 ml, steril	Ch. 16	Æske a 5 stk.	AA7116
0619904	Folysil LT	2 -v ballonkateter, silikone, 42 cm, 10 ml, steril	Ch. 18	Æske a 5 stk.	AA7118
0619905	Folysil LT	2 -v ballonkateter, silikone, 42 cm, 10 ml, steril	Ch. 20	Æske a 5 stk.	AA7120
0619906	Folysil LT	2 -v ballonkateter, silikone, 42 cm, 10 ml, steril	Ch. 22	Æske a 5 stk.	AA7122
0619907	Folysil LT	2-v ballonkateter, silikone, 25 cm, 10 ml, steril	Ch. 12	Æske a 5 stk.	AA7512
0619908	Folysil LT	2-v ballonkateter, silikone, 25 cm, 10 ml, steril	Ch. 14	Æske a 5 stk.	AA7514
0619909	Folysil LT	2-v ballonkateter, silikone, 25 cm, 10 ml, steril	Ch. 16	Æske a 5 stk.	AA7516
0619911	Folysil LT	2-v ballonkateter, silikone, 25 cm, 10 ml, steril	Ch. 18	Æske a 5 stk.	AA7518
0620040	Folysil	2-v ballonkateter tiemann, silikone, 15 ml, steril	Ch. 12	Æske a 5 stk.	AA6312
0620042	Folysil	2-v ballonkateter tiemann, silikone, 15 ml, steril	Ch. 14	Æske a 5 stk.	AA6314
0620044	Folysil	2-v ballonkateter tiemann, silikone, 15 ml, steril	Ch. 16	Æske a 5 stk.	AA6316
0620046	Folysil	2-v ballonkateter tiemann, silikone, 15 ml, steril	Ch. 18	Æske a 5 stk.	AA6318
0620048	Folysil	2-v ballonkateter tiemann, silikone, 15 ml, steril	Ch. 20	Æske a 5 stk.	AA6320
0620050	Folysil	2-v ballonkateter tiemann, silikone, 15 ml, steril	Ch. 22	Æske a 5 stk.	AA6322
0620052	Folysil	2-v ballonkateter tiemann, silikone, 15 ml, steril	Ch. 24	Æske a 5 stk.	AA6324
0619978	Folysil	2-vejs ballonkateter, silikone, 50 ml, steril	Ch. 18	Æske a 5 stk.	AB6418
0619980	Folysil	2-vejs ballonkateter, silikone, 50 ml, steril	Ch. 20	Æske a 5 stk.	AB6420
0619982	Folysil	2-vejs ballonkateter, silikone, 50 ml, steril	Ch. 22	Æske a 5 stk.	AB6422
0619984	Folysil	2-vejs ballonkateter, silikone, 50 ml, steril	Ch. 24	Æske a 5 stk.	AB6424