


PRODUKTDATABLAD

Folysil Rillet 2-vejs ballonkateter, rillet, 15 ml, steril

Folysil 2-vejs ballonkateter, 15 ml

Alle Folysil katetre er lavet af 100 % silikone og er latexfrie. Silikonekatetret har en betydelig større kanal og dermed et bedre gennemløb. Tilsvarende sikrer en knækfri overgang fra kateteret til urinposen et optimalt urinflow. Katetret er forsynet med langsgående riller, der reducerer kontakten mellem urethraslimhinde og kateter, således at slimhindens sekret kan cirkulere i disse kanaler.



Indholdsstoffer/materiale: 100 % Silikone, Ethylene oxide (EO)

PVC/ftalater: Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse IIb

Steril vare: Ja

Særlig mærkning: -

Opbevaring uåbnet: Tørt og mellem 5-25 grader Celcius,

Opbevaring åbnet: Engangsprodukt

Holdbarhed uåbnet: 5 år

Holdbarhed åbnet: Engangsprodukt

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

**Bortskaffelse af inder
emballage:** Genbrug

**Bortskaffelse af yder
emballage:** Genbrug

Bemærkninger: Max indlæggelsestid er 90 dage

PRODUKTDATABLAD

Folysil Rillet 2-vejs ballonkateter, rillet, 15 ml, steril

Mediqs sortimentsoversigt

Vare. Nr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Salgsenhed	Ref. Nr.
0619870	Folysil Ridged 2-vejs	ballonkateter, rillet, 10 ml, steril	ch. 12	æske a 5 stk.	ÆSKE	AA6612
0619872	Folysil Ridged 2-vejs	ballonkateter, rillet, 10 ml, steril	ch. 14	æske a 5 stk.	ÆSKE	AA6614
0619874	Folysil Ridged 2-vejs	ballonkateter, rillet, 15 ml, steril	ch. 18	æske a 5 stk.	ÆSKE	AA6618