

PRODUKTDATABLAD

B.Braun - Urimed Vision uridom 100 % Silikone, Selvklæbende, flere str.

Urimed Vision, selvklæbende uridom – 100% silikone

Uridom til mandlig urininkontinens, periodisk eller kronisk. Huden kan ånde, ingen hudirritation eller allergiske reaktioner. Fås i to længder, kort og standard/ultra længde. Standard har 4,5cm klæbeflade og ultra har 7,5cm klæbeflade. Hver type fås i 5 størrelser fra Ø25mm til Ø41mm

- 100% silikone
- Kinkfri
- Nemt at påsætte
- Gennemsigtig – mulighed for at observere huden
- Optimal komfort og sikkerhed
- Passer til alle gængse urinopsamlingsposer
- Til engangsbrug – kan anvendes op til 24 timer
- Den korte version kan anvendes af alle og er også til mænd med retraheret/kort penis.
- Måleskabeloner for korrekt størrelse kan rekvireres



Indholdsstoffer/materiale: 100 % Silikone

PVC/ftalater: Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse 1

Steril vare: Ja

Særlig mærkning: -

Opbevaring uåbnet: Tørt og mellem 5-25 grader Celcius,

Opbevaring åbnet: Engangsprodukt

Holdbarhed uåbnet: 5 år

Holdbarhed åbnet: Engangsprodukt

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

Bortskaffelse af inderemballage: Forbrænding/Genbrug

Bortskaffelse af yderemballage: Genbrug

Bemærkninger: -

PRODUKTDATABLAD

B.Braun - Urimed Vision uridom 100 % Silikone, Selvklæbende, flere str.

Mediqs sortimentsoversigt:

Vare. Nr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Salgs-enhed	Ref. Nr.
1055478	Urimed Vision silikone uridom	Kort, selvklæbende, klæbeflade 4,5 cm	25 mm	Æske á 30 stk.	STK	IH4525
1055479	Urimed Vision silikone uridom	Kort, selvklæbende, klæbeflade 4,5 cm	29 mm	Æske á 30 stk.	STK	IH4529
1055480	Urimed Vision silikone uridom	Kort, selvklæbende, klæbeflade 4,5 cm	32 mm	Æske á 30 stk.	STK	IH4532
1055481	Urimed Vision silikone uridom	Kort, selvklæbende, klæbeflade 4,5 cm	36 mm	Æske á 30 stk.	STK	IH4536
1055482	Urimed Vision silikone uridom	Kort, selvklæbende, klæbeflade 4,5 cm	41 mm	Æske á 30 stk.	STK	IH4541
1055473	Urimed Vision silikone uridom	Standard, selvklæbende, klæbeflade 4,5 cm	25 mm	Æske á 30 stk.	STK	IH2525
1055474	Urimed Vision silikone uridom	Standard, selvklæbende, klæbeflade 4,5 cm	29 mm	Æske á 30 stk.	STK	IH2529
1055475	Urimed Vision silikone uridom	Standard, selvklæbende, klæbeflade 4,5 cm	32 mm	Æske á 30 stk.	STK	IH2532
1055476	Urimed Vision silikone uridom	Standard, selvklæbende, klæbeflade 4,5 cm	36 mm	Æske á 30 stk.	STK	IH2536
1055477	Urimed Vision silikone uridom	Standard, selvklæbende, klæbeflade 4,5 cm	41 mm	Æske á 30 stk.	STK	IH2541
1055483	Urimed Vision silikone uridom	Ultra, selvklæbende, klæbeflade 7,5 cm	25 mm	Æske á 30 stk.	STK	IH3525N
1055484	Urimed Vision silikone uridom	Ultra, selvklæbende, klæbeflade 7,5 cm	29 mm	Æske á 30 stk.	STK	IH3529N
1055485	Urimed Vision silikone uridom	Ultra, selvklæbende, klæbeflade 7,5 cm	32 mm	Æske á 30 stk.	STK	IH3532N
1055486	Urimed Vision silikone uridom	Ultra, selvklæbende, klæbeflade 7,5 cm	36 mm	Æske á 30 stk.	STK	IH3536N
1055487	Urimed Vision silikone uridom	Ultra, selvklæbende, klæbeflade 7,5 cm	41 mm	Æske á 30 stk.	STK	IH3541N