

PRODUKTDATABLAD

Rüsch Profilcath Aquaflate silikone ballonkateter m. 10 ml forfyldt sprøjte

Profilcath Aquaflate med langsgående riller og med 10 ml forfyldt sprøjte.

Kateteret er forsynet med langsgående riller. Det er egnet til transurethral dræning af blæren over et længere tidsrum, især for indlagte patienter over fem eller flere dage. Specielt velegnet til patienter med øget sekretion fra paraurethral appendicular kirtler såvel som for dem med frisk blødning i den urethrale slimhinde, dvs. efter intern urethrotomy.

- 2-vejs ballonkateter fremstillet af 100 % silikone
- Latexfri
- Brugervenlig.
- Ventil til Luer /Luerlock sprøjter
- Katetret leveres i en pakning indeholdende 1 stk. 10ml sprøjte med sterilt vand med 10% glycerinopløsning.



Indholdsstoffer/materiale: *Elastosil, Polyethylene (PE), Polypropylene (PP), Glycerinsprøjte*

PVC/ftalater: Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse II b

Steril vare: Ja

Særlig mærkning: Kan anvendes op til 90 dage

Opbevaring uåbnet: Tørt og mellem 5-25 grader Celcius,

Opbevaring åbnet: Engangsprodukt

Holdbarhed uåbnet: 5 år

Holdbarhed åbnet: Engangsprodukt

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

Bortskaffelse af inderemballage: Forbrænding/Genbrug

Bortskaffelse af yderemballage: Forbrænding/Genbrug

Bemærkninger: Ingen

PRODUKTDATABLAD

Rüsch Profilcath Aquaflate silikone ballonkateter m. 10 ml forfyldt sprøjte

Mediq's sortimentsoversigt

Vare. Nr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Salgsenhed	Ref. Nr.
0632430	Rüsch Profilcath Aquaflate	ballonkateter, 10ml, 41cm med forfyldt sprøjte, steril	ch. 12	æske a 5 stk.	ÆSKE	171505-000120
0632432	Rüsch Profilcath Aquaflate	ballonkateter, 10ml, 41cm med forfyldt sprøjte, steril	ch. 14	æske a 5 stk.	ÆSKE	171505-000140
0632434	Rüsch Profilcath Aquaflate	ballonkateter, 10ml, 41cm med forfyldt sprøjte, steril	ch. 16	æske a 5 stk.	ÆSKE	171505-000160
0632436	Rüsch Profilcath Aquaflate	ballonkateter, 10ml, 41cm med forfyldt sprøjte, steril	ch. 18	æske a 5 stk.	ÆSKE	171505-000180
0632438	Rüsch Profilcath Aquaflate	ballonkateter, 10ml, 41cm med forfyldt sprøjte, steril	ch. 20	æske a 5 stk.	ÆSKE	171505-000200
0632440	Rüsch Profilcath Aquaflate	ballonkateter, 10ml, 41cm med forfyldt sprøjte, steril	ch. 22	æske a 5 stk.	ÆSKE	171505-000220