

PRODUKTDATABLAD

Rüsch Aquaflate silikone ballonkateter m. 10 ml forfyldt sprøjte

Rüsch Aquaflate silikone ballonkateter m. forfyldt sprøjte integreret i den sterile kateterpose.

Rüsch Aquaflate 100% silikone ballonkateter, gennemsigtigt med røntgenfast stribe og spids.

I modsætning til latexkatetre, har silikone tyndere væg og større inderlumen, hvilket betyder at katetrene normalt ikke stopper til så hurtigt. Det betyder mindre inkrustation og dermed længere tid mellem kateterskift. Kateteret er godkendt til at kunne sidde i op til 3 måneder.

- 2-vejs ballonkateter fremstillet af 100 % silikone
- Ventil til Luer/ Luer-Lock
- Engangsprodukt, der kan åbnes sterilt
- Katetret leveres i en samlet pakning med 1 stk. 10ml sprøjte med sterilt vand (10 % glycerinopløsning), integreret i kateterposen.
- Flere længder til kvinder, mænd og børn.
- Kateterspidsen fås i to forskellige typer: afrundet (Nelaton) og tilspidset (Tiemann)
- Katetret kan afklemmes og kinker ikke herefter
- farvekodet i henhold til den europæiske standard.



Indholdsstoffer/materiale:	100% Silikone kateter, Elastosil, Polyethylene (PE), Polypropylene (PP), Glycerinsprøjte
PVC/ftalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse IIb
Steril vare:	Ja
Særlig mærkning:	Nej
Opbevaring uåbnet:	Tørt ved stuetemperatur samt væk fra direkte lys
Opbevaring åbnet:	Engangsprodukt
Holdbarhed uåbnet:	5 år
Holdbarhed åbnet:	Engangsprodukt
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af inder emballage:	Forbrænding/Genbrug
Bortskaffelse af yder emballage:	Forbrænding/Genbrug
Bemærkninger:	Godkendt til anvendelse i op til 90 dage

PRODUKTDATABLAD

Rüsch Aquaflate silikone ballonkateter m. 10 ml forfyldt sprøjte

Mediqs sortimentsoversigt:

Vare. Nr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Salgs- enhed	Ref. Nr.
0632012	Rüsch Aquaflate	ballonkateter 1,5 ml, 31cm m. stilet, forfyldt sprøjte, steril	ch. 6	æske a 5 stk. – krt a 10 æsker	ÆSKE	178003-000060
0632014	Rüsch Aquaflate	ballonkateter, 3ml, 31cm m. stilet, forfyldt sprøjte, steril	ch. 8	æske a 5 stk. – krt a 10 æsker	ÆSKE	178003-000080
0632016	Rüsch Aquaflate	ballonkateter, 5ml, 31cm m. stilet, forfyldt sprøjte, steril	ch. 10	æske a 5 stk. – krt a 10 æsker	ÆSKE	178003-000100
0632130	Rüsch Aquaflate	ballonkateter, 10ml, kvinde, 23cm, forfyldt sprøjte, steril	ch. 12	æske a 5 stk.	ÆSKE	178001-000120
0632131	Rüsch Aquaflate	ballonkateter, 10ml, kvinde, 23cm, forfyldt sprøjte, steril	ch. 14	æske a 5 stk.	ÆSKE	178001-000140
0632132	Rüsch Aquaflate	ballonkateter, 10ml, kvinde, 23cm, forfyldt sprøjte, steril	ch. 16	æske a 5 stk.	ÆSKE	178001-000160
0632133	Rüsch Aquaflate	ballonkateter, 10ml, kvinde, 23cm, forfyldt sprøjte, steril	ch. 18	æske a 5 stk.	ÆSKE	178001-000180
0632134	Rüsch Aquaflate	ballonkateter, 10ml, kvinde, 23cm, forfyldt sprøjte, steril	ch. 20	æske a 5 stk.	ÆSKE	178001-000200
0632135	Rüsch Aquaflate	ballonkateter, 10ml, kvinde, 23cm, forfyldt sprøjte, steril	ch. 22	æske a 5 stk.	ÆSKE	178001-000220
0632136	Rüsch Aquaflate	ballonkateter, 10ml, kvinde, 23cm, forfyldt sprøjte, steril	ch. 24	æske a 5 stk.	ÆSKE	178001-000240
0632225	Rüsch Aquaflate	ballonkateter, 10ml, 41cm, forfyldt sprøjte, steril	ch. 12	æske a 5 stk. – krt a 50 stk	ÆSKE	178000-000120
0632226	Rüsch Aquaflate	ballonkateter, 10ml, 41cm, forfyldt sprøjte, steril	ch. 14	æske a 5 stk. – krt a 50 stk	ÆSKE	178000-000140
0632227	Rüsch Aquaflate	ballonkateter, 10ml, 41cm, forfyldt sprøjte, steril	ch. 16	æske a 5 stk. – krt a 50 stk	ÆSKE	178000-000160
0632228	Rüsch Aquaflate	ballonkateter, 10ml, 41cm, forfyldt sprøjte, steril	ch. 18	æske a 5 stk. – krt a 50 stk	ÆSKE	178000-000180
0632229	Rüsch Aquaflate	ballonkateter, 10ml, 41cm, forfyldt sprøjte, steril	ch. 20	æske a 5 stk. – krt a 50 stk	ÆSKE	178000-000200
0632230	Rüsch Aquaflate	ballonkateter, 10ml, 41cm, forfyldt sprøjte, steril	ch. 22	æske a 5 stk. – krt a 50 stk	ÆSKE	178000-000220
0632231	Rüsch Aquaflate	ballonkateter, 10ml, 41cm, forfyldt sprøjte, steril	ch. 24	æske a 5 stk. – krt a 50 stk	ÆSKE	178000-000240
0636173	Rüsch Aquaflate	ballonkateter, 3ml, 31cm m. stilet, forfyldt sprøjte, steril	ch. 8	æske a 5 stk.	ÆSKE	178004-000080
0632273	Rüsch Aquaflate	ballonkateter, 5ml, Tiemann, 31 cm, forfyldt sprøjte, steril	ch. 10	æske a 5 stk.	ÆSKE	178004-000100
0636030	Rüsch Aquaflate	ballonkateter, 10ml, Tiemann, 41cm, forfyldt sprøjte, steril	ch. 12	æske a 5 stk. – krt a 50 stk	ÆSKE	178305-000120
0636031	Rüsch Aquaflate	ballonkateter, 10ml, Tiemann, 41cm, forfyldt sprøjte, steril	ch. 14	æske a 5 stk. – krt a 50 stk	ÆSKE	178305-000140
0636032	Rüsch Aquaflate	ballonkateter, 10ml, Tiemann, 41cm, forfyldt sprøjte, steril	ch. 16	æske a 5 stk. – krt a 10	ÆSKE	178305-000160
0636033	Rüsch Aquaflate	ballonkateter, 10ml, Tiemann, 41cm, forfyldt sprøjte, steril	ch. 18	æske a 5 stk. – krt a 10	ÆSKE	178305-000180
0636034	Rüsch Aquaflate	ballonkateter, 10ml, Tiemann, 41cm, forfyldt sprøjte, steril	ch. 20	æske a 5 stk. – krt a 10	ÆSKE	178305-000200
0636035	Rüsch Aquaflate	ballonkateter, 10ml, Tiemann, 41cm, forfyldt sprøjte, steril	ch. 22	æske a 5 stk. – krt a 10	ÆSKE	178305-000220
0636036	Rüsch Aquaflate	ballonkateter, 10ml, Tiemann, 41cm, forfyldt sprøjte, steril	ch. 24	æske a 5 stk. – krt a 10	ÆSKE	178305-000240