

PRODUKTDATABLAD

Rüsch silikonecoated Silasil ballonkateter, steril

Blåt 2-vejs ballonkateter der er lavet af latex og har indre og ydre coating af slidstærk silikone. Er beregnet til korttidsbrug ved standard drænage. Ventil til Luer/Luer-lock.

Kateteret er ca. 40 cm og med Nelaton spids og 2 øjne overfor hinanden. Kan afklemmes og fungere uden at kinke herefter. Ballonstørrelser til almindelig brug på hhv. 5/10ml og 5/15ml. Emballagen kan åbnes sterilt.

Kateteret er sterilt og til engangsbrug. Er farvekodet i henhold til den europæiske standard. Der er ingen kravedannelse ved ballonens tømning.

Kan ligge i op til 30 dage.



Indholdsstoffer/materiale: Latex, silikone

PVC/ftalater: Nej/Nej

Latex: Ja

CE klassifikation: Klasse IIa

Steril vare: Ja

Særlig mærkning: -

Opbevaring: Opbevares tørt ved stuetemperatur og væk fra direkte sollys

Holdbarhed fra produktionsdato: 5 år

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

Bortskaffelse af emballage: Forbrænding/Genanvendelse

Bemærkninger: -

PRODUKTDATABLAD

Rüsch silikonecoated Silasil ballonkateter, steril

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0607060	Rüsch silikonecoated latex	Silasil ballonkateter, 5/10ml, steril	Ch. 12	Æske a 10 stk.	186005-000120
0607062	Rüsch silikonecoated latex	Silasil ballonkateter, 5/10ml, steril	Ch. 14	Æske a 10 stk.	186005-000140
0607064	Rüsch silikonecoated latex	Silasil ballonkateter, 5/15ml, steril	Ch. 16	Æske a 10 stk.	186005-000160
0607066	Rüsch silikonecoated latex	Silasil ballonkateter, 5/15ml, steril	Ch. 18	Æske a 10 stk.	186005-000180
0607068	Rüsch silikonecoated latex	Silasil ballonkateter, 5/15ml, steril	Ch. 20	Æske a 10 stk.	186005-000200
0607070	Rüsch silikonecoated latex	Silasil ballonkateter, 5/15ml, steril	Ch. 22	Æske a 10 stk.	186005-000220
0607072	Rüsch silikonecoated latex	Silasil ballonkateter, 5/15ml, steril	Ch. 24	Æske a 10 stk.	186005-000240
0607074	Rüsch silikonecoated latex	Silasil ballonkateter, 5/15ml, steril	Ch. 26	Æske a 10 stk.	186005-000260
0607076	Rüsch silikonecoated latex	Silasil ballonkateter, 5/15ml, steril	Ch. 28	Æske a 10 stk.	186005-000280
0607078	Rüsch silikonecoated latex	Silasil ballonkateter, 5/15ml, steril	Ch. 30	Æske a 10 stk.	186005-000300