

# PRODUKTDATABLAD

## Rüsch silikone, 3-vejs skyllekateter m. ballon, nelaton

### Rüsch, 3-vejs skyllekateter

Ballonkateter, 42cm, 20 – 80 ml. ballon, steril

Rüsch 100% silikone ballonkateter er et gennemsigtigt langtidskateter. Katetret er forsynet med røntgenfast spids og kontraststribе. Katetret er forsynet med 2 øjne.

Katetret findes med flere ballonstørrelser op til 80ml stor volumen.

I modsætning til latexkatetre, har silikone tyndere væg og større inderlumen, hvilket betyder at silikonekatetre normalt ikke stopper til så hurtigt, giver færre inkrustationer og længere tid mellem kateterskift.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	Silikone
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse IIb
<b>Steril vare/sterilisationstype:</b>	Ja
<b>Særlig mærkning:</b>	Single use
<b>Opbevaring:</b>	Tørt, stuetemperatur, ikke i direkte sollys
<b>Holdbarhed:</b>	5 år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse inder:</b>	Forbrænding/Genbrug
<b>Bortskaffelse yder:</b>	Forbrænding/Genbrug
<b>Bemærkninger:</b>	Ingen

# PRODUKTDATABLAD

## Rüsch silikone, 3-vejs skyllekateter m. ballon, nelaton

### Mediq's sortimentsoversigt

Varenr.	Varenavn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold	Salgs-enhed	Ref.nr.*
0634118	Rüsch Brillant silikone	3-vejs ballonkateter Foley, 41cm, 20ml skyllekateter ch.18, steril	ch. 18	Æske á 5 stk.	STK	173830-18*
0634120	Rüsch Brillant silikone	3-vejs ballonkateter Foley, 41cm, 20ml skyllekateter ch.20, steril	ch. 20	Æske á 5 stk.	STK	173830-20*
0634122	Rüsch Brillant silikone	3-vejs ballonkateter Foley, 41cm, 30ml skyllekateter ch.22, steril	ch. 22	Æske á 5 stk.	STK	173830-22*
0634124	Rüsch Brillant silikone	3-vejs ballonkateter Foley, 41cm, 30ml skyllekateter, steril	ch. 24	Æske á 5 stk.	STK	173830-24*
0634236	Rüsch silikone	3-vejs ballonkateter skyllekateter, 42cm, 40ml ballon, steril	ch. 16	Æske á 5 stk.	STK	173800-000160
0634238	Rüsch silikone	3-vejs ballonkateter skyllekateter, 42cm, 50ml ballon, steril	ch. 18	Æske á 5 stk.	STK	173800-000180
0634240	Rüsch silikone	3-vejs ballonkateter skyllekateter, 42cm, 60ml ballon, steril	ch. 20	Æske á 5 stk.	STK	173800-000200
0634242	Rüsch silikone	3-vejs ballonkateter skyllekateter, 42cm, 70ml ballon, steril	ch. 22	Æske á 5 stk.	STK	173800-000220
0634244	Rüsch silikone	3-vejs ballonkateter skyllekateter, 42cm, 80ml ballon, steril	ch. 24	Æske á 5 stk.	STK	173800-000240

\* Henviser til producentens reference nr.