

PRODUKTDATABLAD

Rüsch Brillant silikone, 3-vejs skyllekateter, steril

Rüsch, 3-vejs skyllekateter

Ballonkateter, 42cm, 20 – 80 ml. ballon, steril

Rüsch 100% silikone ballonkateter er et gennemsigtigt langtidskateter. Katetret er forsynet med røntgenfast spids og kontraststribe. Katetret er forsynet med 2 øjne.

Katetret findes med flere ballonstørrelser op til 80ml.

I modsætning til latexkatetre, har silikone tyndere væg og større inderlumen, hvilket betyder at silikonekatetre normalt ikke stopper til så hurtigt, giver færre inkrustationer og længere tid mellem kateterskift.



Indholdsstoffer/materiale:	Silikone
PVC/ftalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	IIb
Steril:	Ja
Opbevaring:	Tørt, stuetemperatur
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/genbrug
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Rüsch Brillant silikone, 3-vejs skyllekateter, steril

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. Nr.
0634130	Rüsch Brillant	3-vejs Foley, silikone, 20ml, skyllekat, steril	Ch. 20	Æske a 5 stk.	173830-20*
0634132	Rüsch Brillant	3-vejs Foley, silikone, 20ml, skyllekat, steril	Ch. 22	Æske a 5 stk.	173830-22*
0634134	Rüsch Brillant	3-vejs Foley, silikone, 20ml, skyllekat, steril	Ch. 24	Æske a 5 stk.	173830-24*
0634326	Rüsch	3-vejs silikone, skyllekat, 40ml ballon, steril	Ch. 16	Æske a 5 stk.	173800-000160
0634328	Rüsch	3-vejs silikone, skyllekat, 50ml ballon, steril	Ch. 18	Æske a 5 stk.	173800-000180
0634330	Rüsch	3-vejs silikone, skyllekat, 60ml ballon, steril	Ch. 20	Æske a 5 stk.	173800-000200
0634332	Rüsch	3-vejs silikone, skyllekat, 70ml ballon, steril	Ch. 22	Æske a 5 stk.	173800-000220
0634334	Rüsch	3-vejs silikone, skyllekat, 80ml ballon, steril	Ch. 24	Æske a 5 stk.	173800-000240