

PRODUKTDATABLAD

SupraCath suprapubic ballonkateter, steril

SupraCath kateter med central åbning til suprapubisk drænage.

SupraCath kateter består af et 2-vejs ballonkateter lavet af 100% silikone. Det er et gennemsigtigt langtidskateter med en ballon på 5-10 ml.

- Elastisk og biokompatibel
- Holdes på plads ved hjælp af ballonen – det er ikke nødvendigt med sutur
- Enkelt og nemt at skifte vha. guidewire på grund af den lige åbning og den lige tip
- Ch. 14-20 har røntgentip
- Godkendt til anvendelse i op til 90 dage



Indholdsstoffer/materiale:	100% silikone
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse IIb
Steril:	Ja – EO steriliseret
Særlig mærkning:	Single use
Opbevaring:	Tørt, stuetemperatur, ikke i direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding
Bemærkninger:	Godkendt til anvendelse i op til 90 dage

PRODUKTDATABLAD

SupraCath suprapubic ballonkateter, steril

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. Nr.
0638100	Rüsch SupraCath suprapubic	ballonkateter, 41 cm, 3 ml, steril	ch. 8	Æske a 10 stk. – krt a 10 æsker	170606-000080
0638101	Rüsch SupraCath suprapubic	ballonkateter, 41 cm, 5 ml, steril	ch. 10	Æske a 10 stk. – krt a 10 æsker	170606-000100
0638102	Rüsch SupraCath suprapubic	ballonkateter, 41 cm, 10ml, steril	ch. 12	Æske a 10 stk. – krt a 10 æsker	170606-000120
0638103	Rüsch SupraCath suprapubic	ballonkateter, 41 cm, 10ml, steril	ch. 14	Æske a 10 stk. – krt a 10 æsker	170606-000140
0638104	Rüsch SupraCath suprapubic	ballonkateter, 41 cm, 10ml, steril	ch. 16	Æske a 10 stk. – krt a 10 æsker	170606-000160
0638105	Rüsch SupraCath suprapubic	ballonkateter, 41 cm, 10ml, steril	ch. 18	Æske a 10 stk. – krt a 10 æsker	170606-000180
0638106	Rüsch SupraCath suprapubic	ballonkateter, 41 cm, 10ml, steril	ch. 20	Æske a 10 stk. – krt a 10 æsker	170606-000200