

PRODUKTDATABLAD

Rüsch ballon nephrostomikatetersæt, silikone

Rüsch Nephrostomikatetersæt, silikone

- Tip med central åbning
- Transparent
- 2 drænageåbninger foran og 2 bag ballon
- Ventil til luer og luer-lock sprøjtespids
- Cylindrisk røntgen spids
- 450 mm længde
- 3 og 5 ml. ballon
- cm graduering på katetret
- Ref, 340502 er skiftekateter til Ref. 340500



(Se skema side 2 for yderligere info
Kilde: Rüsch Urology catalogue 2013)

Indholdsstoffer/materiale: Silikone

PVC/ftalater: Nej/Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse IIA

Steril vare: Ja/EO

Særlig mærkning: -

Opbevaring uåbnet: Tørt, mellem 5-25 grader Celsius og beskyttet mod direkte sollys. Må ikke opbevares på en måde, således at produktet deformeres eller pakningen beskadiges.

Opbevaring åbnet: Éngangsprodukt - må ikke gemmes efter åbning,

Holdbarhed uåbnet: 5 år

Holdbarhed åbnet: Éngangsprodukt

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

Bortskaffelse af inderemballage: Forbrænding/Genbrug

Bortskaffelse af yderemballage: Forbrænding/Genbrug

Bemærkninger: -

PRODUKTDATABLAD

Rüsch ballon nephrostomikatetersæt, silikone

Mediq's sortimentsoversigt:

Vare Nr.	Varenavn	Varebeskrivelse	Str,	Salgs-enhed	Ref. Nr.
0652250	Rüsch nephrostomikateter	45cm, aftagelig konnektor, silikone, 3ml, steril	ch. 14	æske a 5 stk. – krt a 40 æsker	340500-000140
0652252	Rüsch nephrostomikateter	45cm, aftagelig konnektor, silikone, 5ml, steril	ch. 16	æske a 5 stk. – krt a 40 æsker	340500-000160
0652254	Rüsch nephrostomikateter	45cm, aftagelig konnektor, silikone, 5ml, steril	ch. 18	æske a 5 stk. – krt a 40 æsker	340500-000180
0652256	Rüsch nephrostomikateter	45cm, aftagelig konnektor, silikone, 5ml, steril	ch. 20	æske a 5 stk. – krt a 40 æsker	340500-000200
0652197	Rüsch nephrostomikateter	45cm, silikone, 3 ml, steril	ch. 12	æske a 5 stk.	340502-000120
0652198	Rüsch nephrostomikateter	45cm, silikone, 3 ml, steril	ch. 14	æske a 5 stk.	340502-000140
0652199	Rüsch nephrostomikateter	45cm, silikone, 5 ml, steril	ch. 16	æske a 5 stk.	340502-000120
0652200	Rüsch nephrostomikateter	45cm, silikone, 5 ml, steril	ch. 18	æske a 5 stk.	340502-000120
0652201	Rüsch nephrostomikateter	45cm, silikone, 5 ml, steril	ch. 20	æske a 5 stk.	340502-000120
0652202	Rüsch nephrostomikateter	45cm, silikone, 5 ml, steril	ch. 22	æske a 5 stk.	340502-000120
0652203	Rüsch nephrostomikateter	45cm, silikone, 5 ml, steril	ch. 24	æske a 5 stk.	340502-000120

BALLOON CATHETERS Silicone



	REF.	ORDER SIZE	BALLOON	LENGTH	QTY
	340500	with disconnectable funnel			
		Ch. 12-14	3 ml	450 mm	5
	Ch. 16-24	5 ml			
	340502	with funnel which cannot be disconnected			
Ch. 12-14		3 ml	450 mm	5	
Ch. 16-24	5 ml				