

PRODUKTDATABLAD

Rüsch Softsimplastic 2-vejs ballonkateter, Tiemann, steril

Softsimplastic 2-vejs ballonkateter er transparent og kan anvendes til postoperativ drænage. Kateteret er lavet af PVC, mens ballonen er lavet af latex.

Er termosensitivt og har ventil til Luer og Luer-lock sprøjtespidser samt en rød kontraststribe langs kateterskaftet.

Kan ligge op til 7 dage.

Sterilt engangsprodukt.

1 øje.



Indholdsstoffer/materiale:	PVC, latex
PVC/ftalater:	Ja/Ja (DEHP)
Latex:	Ja
CE klassifikation:	Klasse IIa
Steril:	Ja – EO steriliseret
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Opbevares tørt ved stuetemperatur. Undgå direkte sollys.
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding
Bemærkninger:	Indeholder latex, som muligvis kan fremkalde allergiske reaktioner

PRODUKTDATABLAD

Rüsch Softsimplastic 2-vejs ballonkateter, Tiemann, steril

Mediq varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0636224	Rüsch Softsimplastic	Ballonkat., 2-vejs, 42cm, 10ml, PVC Tiemann, steril	Ch. 14	Æske a 10 stk.	661610-000140
0636226	Rüsch Softsimplastic	Ballonkat., 2-vejs, 42cm, 10ml, PVC Tiemann, steril	Ch. 16	Æske a 10 stk.	661610-000160
0636228	Rüsch Softsimplastic	Ballonkat., 2-vejs, 42cm, 10ml, PVC Tiemann, steril	Ch. 18	Æske a 10 stk.	661610-000180
0671030	Rüsch Softsimplastic	Ballonkat., 2-vejs, 42cm, 10ml, PVC Tiemann, steril	Ch. 20	Æske a 10 stk.	661610-000200
0670042	Rüsch Softsimplastic	Ballonkat., 2-vejs, 42cm, 10ml, PVC Tiemann, steril	Ch. 22	Æske a 10 stk.	661610-000220
0657060	Rüsch Softsimplastic	Ballonkat., 2-vejs, 42cm, 30ml, PVC Tiemann, steril	Ch. 14	Æske a 10 stk.	661630-000140
0657062	Rüsch Softsimplastic	Ballonkat., 2-vejs, 42cm, 30ml, PVC Tiemann, steril	Ch. 16	Æske a 10 stk.	661630-000160
0657064	Rüsch Softsimplastic	Ballonkat., 2-vejs, 42cm, 30ml, PVC Tiemann, steril	Ch. 18	Æske a 10 stk.	661630-000180
0657066	Rüsch Softsimplastic	Ballonkat., 2-vejs, 42cm, 30ml, PVC Tiemann, steril	Ch. 22	Æske a 10 stk.	661630-000220