


PRODUKTDATABLAD

Rüsch ureterkateter m. stilet, røntgenfast, bøjet spids, central åbning, steril

Rüsch ureterkateter med stilet 70 cm, bøjet spids med central åbning til coaxial påsætning.

Ureterkateter med central åbning og stilet, der har røntgen- og længdemarkering. Kateteret har henholdsvis rød og grøn markering til identifikation af højre/venstre side/nyre. Vedlagt en Luerlock adapter.

Kateteret er til engangsbrug og emballagen kan åbnes sterilt.



Indholdsstoffer/Materiale:	PVC
PVC/ftalater:	Ja/Ja (DEHP)
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I-S
Steril vare:	Ja
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Tørt, mellem 5-25 grader celsius og beskyttet mod direkte sollys.
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Rüsch ureterkateter m. stilet, røntgenfast, bøjet spids, central åbning, steril

Mediqs varesortiment:

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0653260	Rüsch ureterkateter m. stilet	70cm, røntgenfast, bøjet spids, central åbning, steril Guidewire: 0,018"	Ch. 4	Æske a 10 stk.	264100-000040
0653261	Rüsch ureterkateter m. stilet	70cm, røntgenfast, bøjet spids, central åbning, steril Guidewire: 0,035"	Ch. 5	Æske a 10 stk.	264100-000050
0653262	Rüsch ureterkateter m. stilet	70cm, røntgenfast, bøjet spids, central åbning, steril Guidewire: 0,035"	Ch 6	Æske a 10 stk.	264100-000060