

PRODUKTDATABLAD

Rüsch Nefrostomi, punktorsæt, percutan, 2-step, steril

Rüsch Superglide nefrostomi, punktorsæt, percutan, 2-step, steril.

Komponenter:

- 2-delt punktur nål med ultralyd markering ved spidsen (3 markeringsringe)
- Ucoatet stiv guidewire med fleksibel J-kurvet spids i dispenser med introducer, 800mm lang.
- Kateterforlænger af metal, 325 mm lang med plastik stilet.
- Grisehalekateter (PU), røntgenfast, ca. 30cm langt, central åbning, hydrogel coating, 6 drænageøjne, hak for at holde sutur på skaftet, med Luer-lock konnektor.
- LL stophane
- Adapter til urinopsamlingspose (LL-konnektor kombination)
- 3 labels til dokumentation
- Steril, éngangsprodukt
- Se endvidere skema s. 2.



Indholdsstoffer/materiale: Polyuretan (PU), metal, PVC,

PVC/ftalater: Ja/DEHP

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse I-S

Steril vare: Ja

Særlig mærkning: -

Opbevaring uåbnet: Tørt, mellem 5-25 grader Celsius og beskyttet mod direkte sollys. Må ikke opbevares på en måde, således at produktet deformeres eller pakningen beskadiges.

Opbevaring åbnet: Éngangsprodukt - må ikke gemmes efter åbning,

Holdbarhed uåbnet: 5 år

Holdbarhed åbnet: Éngangsprodukt

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

Bortskaffelse af inderemballage: Forbrænding/Genbrug

Bortskaffelse af yderemballage: Forbrænding/Genbrug


Bemærkninger: -

PRODUKTDATABLAD

Rüsch Nefrostomi, punktursæt, percutan, 2-step, steril

Mediq's sortimentsoversigt:

Vare Nr.	Varenavn	Varebeskrivelse	Str,	Salgs-enhed	Indhold	Ref. Nr.
0674106	Rüsch nefrostomi punktursæt	Percutan, 2-step, steril	ch 6	STK	SÆT	340012-000060
0674108	Rüsch nefrostomi punktursæt	Percutan, 2-step, steril	ch 8	STK	SÆT	340012-000080
0674110	Rüsch nefrostomi punktursæt	Percutan, 2-step, steril	ch 10	STK	SÆT	340012-000100

 SUPERGLIDE PCN 2-STEP PUNCTURE SET	REF. 340012					
	ORDER SIZE	PUNCTURE CANNULA		GUIDEWIRE O.D.	CATHETER EXTENDER I.D.	QTY
		O.D.	LENGTH			
Ch. 6	19.5 G / 0.95 mm	120 mm	0.028"	0.75 mm / 0.029"	1	
Ch. 8	17.5 G / 1.30 mm	200 mm	0.038"	1.00 mm / 0.039"		
Ch. 10	17.5 G / 1.30 mm	200 mm	0.038"	1.00 mm / 0.039"		
Set components: <ul style="list-style-type: none"> • 2-part puncture cannula with ultrasound marking at the tip (3 marking rings) • uncoated stiff guidewire with flexible J-curved tip in dispenser, with introducer, 800 mm long • catheter extender made of metal, 325 mm long, with plastic stylet • pigtail catheter made of polyurethane, radiopaque, approx. 30 cm long, central opening, hydrogel coating, 6 drainage eyes, notches for retaining suture on the shaft, with Luer-lock connector • LL stopcock • adapter for urine collection bag (LL-funnel combination) • 3 peel labels for documentation • sterile, single use • latex-free 						

Kilde: Rüsch Urology Catalogue - 2015