

PRODUKTDATABLAD

Rüsch Softsimpilastic 2-vejs ballonkateter, PVC, steril

Softsimpilastic 2-vejs ballonkateter er transparent og kan anvendes til postoperativ drænage. Kateteret er lavet af PVC, mens ballonen er lavet af latex.

Er termosensitivt og har ventil til Luer og Luer-lock sprøjtespidser samt en rød kontraststribe langs kateterskaftet.

Kan ligge op til 7 dage.

Sterilt engangsprodukt.

2 øjne overfor hinanden.



Indholdsstoffer/materiale:	PVC, latex
PVC/ftalater:	Ja/Ja (DEHP)
Latex:	Ja
CE klassifikation:	Klasse IIa
Steril:	Ja – EO steriliseret
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Opbevares tørt ved stuetemperatur. Undgå direkte sollys.
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding
Bemærkninger:	Indeholder latex, som muligvis kan fremkalde allergiske reaktioner

PRODUKTDATABLAD

Rüsch Softsimplastic 2-vejs ballonkateter, PVC, steril

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0671012	Rüsch Softsimplastic	Ballonkateter, 2-vejs, 42 cm, 10ml, PVC, steril	Ch. 12	Æske a 10 stk.	660610-000120
0671014	Rüsch Softsimplastic	Ballonkateter, 2-vejs, 42 cm, 10ml, PVC, steril	Ch. 14	Æske a 10 stk.	660610-000140
0671016	Rüsch Softsimplastic	Ballonkateter, 2-vejs, 42 cm, 10ml, PVC, steril	Ch. 16	Æske a 10 stk.	660610-000160
0671018	Rüsch Softsimplastic	Ballonkateter, 2-vejs, 42 cm, 10ml, PVC, steril	Ch. 18	Æske a 10 stk.	660610-000180
0671020	Rüsch Softsimplastic	Ballonkateter, 2-vejs, 42 cm, 10ml, PVC, steril	Ch. 20	Æske a 10 stk.	660610-000200
0671022	Rüsch Softsimplastic	Ballonkateter, 2-vejs, 42 cm, 10ml, PVC, steril	Ch. 22	Æske a 10 stk.	660610-000220
0671024	Rüsch Softsimplastic	Ballonkateter, 2-vejs, 42 cm, 10ml, PVC, steril	Ch. 24	Æske a 10 stk.	660610-000240
0671026	Rüsch Softsimplastic	Ballonkateter, 2-vejs, 42 cm, 10ml, PVC, steril	Ch. 26	Æske a 10 stk.	660610-000260
0670043	Rüsch Softsimplastic	Ballonkateter, 2-vejs, 42 cm, 30ml, PVC, steril	Ch. 14	Æske a 10 stk.	660630-000140
0670055	Rüsch Softsimplastic	Ballonkateter, 2-vejs, 42 cm, 30ml, PVC, steril	Ch. 16	Æske a 10 stk.	660630-000160
0670056	Rüsch Softsimplastic	Ballonkateter, 2-vejs, 42 cm, 30ml, PVC, steril	Ch. 26	Æske a 10 stk.	660630-000260
0670057	Rüsch Softsimplastic	Ballonkateter, 2-vejs, 42 cm, 30ml, PVC, steril	Ch. 28	Æske a 10 stk.	660630-000280
0636204	Rüsch Softsimplastic	Ballonkateter, 2-vejs, 42 cm, 30ml, PVC, steril	Ch. 18	Æske a 10 stk.	660630-000180
0636206	Rüsch Softsimplastic	Ballonkateter, 2-vejs, 42 cm, 30ml, PVC, steril	Ch. 20	Æske a 10 stk.	660630-000200
0636208	Rüsch Softsimplastic	Ballonkateter, 2-vejs, 42 cm, 30ml, PVC, steril	Ch. 22	Æske a 10 stk.	660630-000220
0636210	Rüsch Softsimplastic	Ballonkateter, 2-vejs, 42 cm, 30ml, PVC, steril	Ch. 24	Æske a 10 stk.	660630-000240