

PRODUKTDATABLAD

Rüsch Softsimplastic, 3-vejs ballonkateter, Mercier 75 ml, steril


Softsimplastic 3-vejs ballonkateter er transparent og kan anvendes til postoperativ drænage. Kateteret er lavet af PVC, mens ballonen er lavet af latex.

Er termosensitivt og har ventil til Luer og Luer-lock sprøjtespidser samt en rød kontraststribelangs kateterskafte. Kan holde 75 ml.

Kan ligge op til 7 dage.

Sterilt engangsprodukt.

2 forskudte øjne



Indholdsstoffer/materiale:	PVC, latex
PVC/ftalater:	Ja/Ja (DEHP)
Latex:	Ja
CE klassifikation:	Klasse IIa
Steril vare:	Ja – EO steriliseret
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Opbevares tørt ved stuetemperatur. Undgå direkte sollys.
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding
Bemærkninger:	Indeholder latex, som muligvis kan fremkalde allergiske reaktioner

PRODUKTDATABLAD

Rüsch Softsimplastic, 3-vejs ballonkateter, Mercier 75 ml, steril

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0648046	Rüsch Softsimplastic	Ballonkat., 3-vejs, 42cm, 75ml, PVC Mercier, steril	Ch. 18	Æske a 10 stk.	664275-000180
0648048	Rüsch Softsimplastic	Ballonkat., 3-vejs, 42cm, 75ml, PVC Mercier, steril	Ch. 20	Æske a 10 stk.	664275-000200
0648050	Rüsch Softsimplastic	Ballonkat., 3-vejs, 42cm, 75ml, PVC Mercier, steril	Ch. 22	Æske a 10 stk.	664275-000220
0648052	Rüsch Softsimplastic	Ballonkat., 3-vejs, 42cm, 75ml, PVC Mercier, steril	Ch. 24	Æske a 10 stk.	664275-000240