

# PRODUKTDATABLAD

## Rüsch Softsimplastic 2-vejs ballonkateter, Mercier, steril


Softsimplastic 2-vejs ballonkateter er transparent og kan anvendes til postoperativ drænage. Kateteret er lavet af PVC, mens ballonen er lavet af latex.

Er termosensitivt og har ventil til Luer og Luer-lock sprøjtespidser samt en rød kontraststribe langs kateterskaftet.

Kan ligge op til 7 dage.

Sterilt engangsprodukt.

2 forskudte øjne.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	PVC, latex
<b>PVC/ftalater:</b>	Ja/Ja (DEHP)
<b>Latex:</b>	Ja
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse IIa
<b>Steril:</b>	Ja – EO steriliseret
<b>Særlig mærkning:</b>	-
<b>Opbevaring:</b>	Opbevares tørt ved stuetemperatur. Undgå direkte sollys
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	5 år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse emballage:</b>	Forbrænding
<b>Bemærkninger:</b>	Indeholder latex, som muligvis kan fremkalde allergiske reaktioner

# PRODUKTDATABLAD

## Rüsch Softsimplastic 2-vejs ballonkateter, Mercier, steril

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0636330	Rüsch Softsimplastic	Ballonkat., 2-vejs, 42cm, 30ml, PVC, Mercier, steril	Ch. 14	Æske a 10 stk.	662430-000140
0636332	Rüsch Softsimplastic	Ballonkat., 2-vejs, 42cm, 30ml, PVC, Mercier, steril	Ch. 16	Æske a 10 stk.	662430-000160
0636334	Rüsch Softsimplastic	Ballonkat., 2-vejs, 42cm, 30ml, PVC, Mercier, steril	Ch. 20	Æske a 10 stk.	662430-000200
0636336	Rüsch Softsimplastic	Ballonkat., 2-vejs, 42cm, 30ml, PVC, Mercier, steril	Ch. 22	Æske a 10 stk.	662430-000220
0636338	Rüsch Softsimplastic	Ballonkat., 2-vejs, 42cm, 30ml, PVC, Mercier, steril	Ch. 24	Æske a 10 stk.	662430-000240