

PRODUKTDATABLAD

Rüsch Softsimplastic 2-vejs ballonkateter, Couvelaire, steril

Softsimplastic 2-vejs ballonkateter er transparent og kan anvendes til postoperativ drænage. Kateteret er lavet af PVC, mens ballonen er lavet af latex.

Er termosensitivt og har ventil til Luer og Luer-lock sprøjtespidser samt en rød kontraststribе langs kateterskaftet.

Kan ligge op til 7 dage.

Sterilt engangsprodukt.

2 øjne overfor hinanden.



Indholdsstoffer/materiale:	PVC, latex
PVC/ftalater:	Ja/Ja (DEHP)
Latex:	Ja
CE klassifikation:	Klasse IIa
Steril:	Ja – EO steriliseret
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Opbevares tørt ved stuetemperatur. Undgå direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse emballage:	Forbrænding
Bemærkninger:	Indeholder latex, som muligvis kan fremkalde allergiske reaktioner

PRODUKTDATABLAD

Rüsch Softsimplastic 2-vejs ballonkateter, Couvelaire, steril

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0636430	Rüsch Softsimplastic	Ballonkateter, 2-vejs, 42cm, 75ml PVC Couvelaire, steril	Ch. 18	Æske a 10 stk.	662575-000180
0636432	Rüsch Softsimplastic	Ballonkateter, 2-vejs, 42cm, 75ml PVC Couvelaire, steril	Ch. 20	Æske a 10 stk.	662575-000200
0636434	Rüsch Softsimplastic	Ballonkateter, 2-vejs, 42cm, 75ml PVC Couvelaire, steril	Ch. 22	Æske a 10 stk.	662575-000220
0636436	Rüsch Softsimplastic	Ballonkateter, 2-vejs, 42cm, 75ml PVC Couvelaire, steril	Ch. 24	Æske a 10 stk.	662575-000240