

PRODUKTDATABLAD

Rüsch Simplastic Stewart 3-vejs ballonkateter, steril

3-vejs sterilt Simplastic ballonkateter til postoperativ drænage. Kateteret er 42 cm langt, lavet af PVC og er med latexballon.

Kateteret er termosensitivt og har ventil til Luer samt Luer-Lock kanylespidser. Der er en rød røntgenstribe langs kateterskaftet og i spidsen.

Er til engangsbrug, kan åbnes sterilt og kan indeholde 30 ml i ballonen.

Stewart spids har 2 øjne ved siden af hinanden.

Er farvekodet i henhold til den europæiske standard for farvekodning.



Indholdsstoffer/materiale:	PVC, latex
PVC/ftalater:	Ja/Ja (DEHP)
Latex:	Ja
CE klassifikation:	Klasse I-S
Steril:	Ja – EO steriliseret
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Opbevares tørt ved stuetemperatur og væk fra direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Rüsch Simplastic Stewart 3-vejs ballonkateter, steril

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0656030	Rüsch Simplastic Stewart	Ballonkateter, 3-vejs, 30 ml, steril	Ch. 18	Æske a 10 stk.	664330-000180
0656032	Rüsch Simplastic Stewart	Ballonkateter, 3-vejs, 30 ml, steril	Ch. 20	Æske a 10 stk.	664330-000200
0656034	Rüsch Simplastic Stewart	Ballonkateter, 3-vejs, 30 ml, steril	Ch. 22	Æske a 10 stk.	664330-000220