

# PRODUKTDATABLAD

## Rüsch silikonecoated Silasil ballonkateter, Tiemann, steril

Blåt 2-vejs ballonkateter der er lavet af latex og har indre og ydre coating af slidstærk silikone. Er beregnet til korttidsbrug ved standard drænage. Ventil til Luer/Luer-lock.

Kateteret er ca. 40 cm og med Tiemann spids og 1 øje. Kan afklemmes og fungere uden at kinke herefter. Ballonstørrelser til almindelig brug på hhv. 5/10ml og 5/15ml. Emballagen kan åbnes sterilt.

Katetret er sterilt og til engangsbrug. Er farvekodet i henhold til den europæiske standard. Der er ingen kravedannelse ved ballonens tømning.

Kan ligge i op til 30 dage.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	Latex, silikone
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej/Nej
<b>Latex:</b>	Ja
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse IIa
<b>Steril vare:</b>	Ja
<b>Særlig mærkning:</b>	-
<b>Opbevaring:</b>	Opbevares tørt ved stuetemperatur og væk fra direkte sollys
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	5 år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse af emballage:</b>	Forbrænding/Genanvendelse
<b>Bemærkninger:</b>	-

# PRODUKTDATABLAD

## Rüsch silikonecoated Silasil ballonkateter, Tiemann, steril

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0607080	Rüsch silikonecoated latex	Silasil ballonkateter, Tiemann, 5/10ml, steril	Ch. 12	Æske a 10 stk.	186505-000120
0607082	Rüsch silikonecoated latex	Silasil ballonkateter, Tiemann, 5/10ml, steril	Ch. 14	Æske a 10 stk.	186505-000140
0607084	Rüsch silikonecoated latex	Silasil ballonkateter, Tiemann, 5/15ml, steril	Ch. 16	Æske a 10 stk.	186505-000160
0607086	Rüsch silikonecoated latex	Silasil ballonkateter, Tiemann, 5/15ml, steril	Ch. 18	Æske a 10 stk.	186505-000180
0607088	Rüsch silikonecoated latex	Silasil ballonkateter, Tiemann, 5/15ml, steril	Ch. 20	Æske a 10 stk.	186505-000200
0607090	Rüsch silikonecoated latex	Silasil ballonkateter, Tiemann, 5/15ml, steril	Ch. 22	Æske a 10 stk.	186505-000220
0607092	Rüsch silikonecoated latex	Silasil ballonkateter, Tiemann, 5/15ml, steril	Ch. 24	Æske a 10 stk.	186505-000240