

PRODUKTDATABLAD

Supraflex kateterskiftesæt, ch 14

Rüsch Supraflex sæt til superpubic urindrænage indholder:

- Ballonkateter 51 cm langt, 100 % silikone, 100 cm lang coated guidewire.
- Kateterprop
- Selvhæftende plaster



Indholdsstoffer/materiale:	Silikone
PVC/ftalater:	Nej/nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Ila
Steril:	Ja
Opbevaring:	Tørt, ved stuetemperatur og væk fra direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding/genbrug
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/genbrug
Bemærkninger:	-

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0615022	Supraflex kateterskiftesæt	5/10ml, steril, grisehalekateter	Ch 14	Æske a 5 sæt	170704-000140
0615023	Supraflex kateterskiftesæt	5/10ml, steril, grisehalekateter	Ch 16	Æske a 5 sæt	170704-000160