

PRODUKTDATABLAD

Fortune silikone ballonkateter med integreret ballon

Fortune silikone ballonkateter med integreret ballon

Fortune ballonkateter er fremstillet af 100 % silikone, som er et meget vævsvenligt og glat materiale. Silikone katetre har en høj drænage kapacitet pga. en større indvendig diameter/tyndere katetervæg.

Den har integreret ballon, så den ligger helt i niveau med selve kateteret.

Kateteret er gennemsigtigt for observation, og har to bløde sidehuller for effektiv drænage. Er nem og sikker at indsætte og udtage.

- Med røntgenstribe
- Med almindelig eller Tiemann spids
- Ballonen kan rumme 5/10ml væske
- Kateteret er 42 cm langt
- Farvekodet i henhold til den europæiske standard
- Leveres med grøn kateterprop
- Emballagen kan åbnes sterilt
- Liggetid: op til 30 dage



Almindelig spids



Tiemann spids

Indholdsstoffer/materiale: **Kateter:** 100% Silikone, **Ventil:** ABS og PP, **Kateterprop:** ABS-plast

PVC/ftalater: Nej/Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse IIb

Steril vare: Ja

Opbevaring: Opbevares tørt. Undgå direkte sollys og store temperatursvingninger.

Holdbarhed fra produktionsdato: 5 år

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

Bortskaffelse af emballage: Forbrænding/Genanvendelse

Bemærkninger: Røntgenstribe langs hele produktet (materiale: Barium sulfat)

PRODUKTDATABLAD

Fortune silikone ballonkateter med integreret ballon

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0678012	Fortune integreret ballon	Ballonkateter, 5/10ml, silikone, steril	Ch. 12	Æske a 10 stk.	4822-0512
0678014	Fortune integreret ballon	Ballonkateter, 5/10ml, silikone, steril	Ch. 14	Æske a 10 stk.	4822-0514
0678016	Fortune integreret ballon	Ballonkateter, 5/10ml, silikone, steril	Ch. 16	Æske a 10 stk.	4822-0516
0678018	Fortune integreret ballon	Ballonkateter, 5/10ml, silikone, steril	Ch. 18	Æske a 10 stk.	4822-0518
0678020	Fortune integreret ballon	Ballonkateter, 5/10ml, silikone, steril	Ch. 20	Æske a 10 stk.	4822-0520
0678022	Fortune integreret ballon	Ballonkateter, 5/10ml, silikone, steril	Ch. 22	Æske a 10 stk.	4822-0522
0678024	Fortune integreret ballon	Ballonkateter, 5/10ml, silikone, steril	Ch. 24	Æske a 10 stk.	4822-0524
0678026	Fortune integreret ballon	Ballonkateter, 5/10ml, silikone, steril	Ch. 26	Æske a 10 stk.	4822-0526
0678083	Fortune integreret ballon	Ballonkateter, Tiemann, 5/10ml, silikone, steril	Ch. 12	Æske a 10 stk.	4856-0212
0678084	Fortune integreret ballon	Ballonkateter, Tiemann, 5/10ml, silikone, steril	Ch. 14	Æske a 10 stk.	4856-0214
0678085	Fortune integreret ballon	Ballonkateter, Tiemann, 5/10ml, silikone, steril	Ch. 16	Æske a 10 stk.	4856-0216
0678086	Fortune integreret ballon	Ballonkateter, Tiemann, 5/10ml, silikone, steril	Ch. 18	Æske a 10 stk.	4856-0218
0678087	Fortune integreret ballon	Ballonkateter, Tiemann, 5/10ml, silikone, steril	Ch. 20	Æske a 10 stk.	4856-0220
0678088	Fortune integreret ballon	Ballonkateter, Tiemann, 5/10ml, silikone, steril	Ch. 22	Æske a 10 stk.	4856-0222
0678089	Fortune integreret ballon	Ballonkateter, Tiemann, 5/10ml, silikone, steril	Ch. 24	Æske a 10 stk.	4856-0224