

PRODUKTDATABLAD

Fortune 2-vejs ballonkateter, 100% silikone

Fortune 100% silikone ballonkateter

Fortune ballonkateter er fremstillet af 100 % silikone, som er et meget vævsvenligt og glat materiale. Silikone katetre har en høj drænage kapacitet pga. en større indvendig diameter/tyndere katetervæg.

Kateteret er gennemsigtigt for observation, og har to bløde sidehuller for effektiv drænage. Er nem og sikker at indsætte og udtage.

- Med røntgenstribe
- Med almindelig spids
- Ballonen kan rumme 5/10ml væske
- Farvekodet i henhold til den europæiske standard
- Leveres med grøn kateterprop
- Emballagen kan åbnes sterilt



Indholdsstoffer/materialer:	Kateter: 100% Silikone, Ventil: ABS og PP, Kateterprop: ABS-plast
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse IIa
Steril vare:	Ja
Opbevaring:	Opbevares tørt. Undgå direkte sollys og store temperatursvingninger
Holdbarhed:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkning:	Røntgenstribe langs hele produktet (materiale: Barium sulfat)

PRODUKTDATABLAD

Fortune 2-vejs ballonkateter, 100% silikone

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0678119	Fortune	ballonkateter, 42cm, 5/10ml, silikone, steril	ch 12	Æske a 10 stk.	1822-0512
0678120	Fortune	ballonkateter, 42cm, 5/10ml, silikone, steril	ch 14	Æske a 10 stk.	1822-0514
0678121	Fortune	ballonkateter, 42cm, 5/10ml, silikone, steril	ch 16	Æske a 10 stk.	1822-0516
0678122	Fortune	ballonkateter, 42cm, 5/10ml, silikone, steril	ch 18	Æske a 10 stk.	1822-0518
0678123	Fortune	ballonkateter, 42cm, 5/10ml, silikone, steril	ch 20	Æske a 10 stk.	1822-0520
0678124	Fortune	ballonkateter, 42cm, 5/10ml, silikone, steril	ch 22	Æske a 10 stk.	1822-0522
0678125	Fortune	ballonkateter, 42cm, 5/10ml, silikone, steril	ch 24	Æske a 10 stk.	1822-0524
0678126	Fortune	ballonkateter, 42cm, 5/10ml, silikone, steril	ch 26	Æske a 10 stk.	1822-0526