

PRODUKTDATABLAD

Fortune Tiemann ballonkateter, silikone, steril

Fortune ballonkateter er fremstillet af 100 % silikone, som er et meget vævsvenligt og glat materiale. Silikone katetre har en høj drænage kapacitet pga. en større indvendig diameter/tyndere katetervæg.

Kateteret er gennemsigtigt for observation, og har to bløde sidehuller for effektiv drænage. Er nem og sikker at indsætte og udtage.

- Med røntgenstribe
- Med Tiemann spids
- Ballonen kan rumme enten 3/5ml eller 5/10ml væske
- Farvekodet i henhold til den europæiske standard
- Leveres med grøn kateterprop
- Emballagen kan åbnes sterilt



Indholdsstoffer/materialer: **Kateter:** 100% Silikone, **Ventil:** ABS og PP, **Kateterprop:** ABS-plast

PVC/ftalater: Nej/Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse IIa

Steril vare: Ja

Opbevaring: Opbevares tørt. Undgå direkte sollys og store temperatursvingninger

Holdbarhed: 5 år

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

Bortskaffelse af emballage: Forbrænding/Genanvendelse

Bemærkninger: Røntgenstribe langs hele produktet (materiale: Barium sulfat)

PRODUKTDATABLAD

Fortune Tiemann ballonkateter, silikone, steril

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0678110	Fortune	Tiemann ballonkateter 42cm, 3/5ml, silikone, steril	ch. 10	Æske a 10 stk.	1856-0210
0678112	Fortune	Tiemann ballonkateter 42cm, 3/5ml, silikone, steril	ch. 12	Æske a 10 stk.	1856-0212
0678114	Fortune	Tiemann ballonkateter 42cm, 5/10ml, silikone, steril	ch. 14	Æske a 10 stk.	1856-0214
0678116	Fortune	Tiemann ballonkateter 42cm, 5/10ml, silikone, steril	ch. 16	Æske a 10 stk.	1856-0216
0678118	Fortune	Tiemann ballonkateter 42cm, 5/10ml, silikone, steril	ch. 18	Æske a 10 stk.	1856-0218