

PRODUKTDATABLAD

Fortune female ballonkateter, 100% silikone

Fortune 100% silikone ballonkateter

Fortune 2-vejs kvindeballonkateter er fremstillet af 100 % silikone, som er et meget vævsvenligt og glat materiale. Silikone katetre har en høj drænage kapacitet pga. en større indvendig diameter/tyndere katetervæg.

Kateteret er gennemsigtigt for observation, og har to bløde sidehuller for effektiv drænage. Er nem og sikker at indsætte og udtage.

- Med røntgenstribe
- Ballonen kan rumme 5/10ml væske
- Farvekodet i henhold til den europæiske standard
- Leveres med grøn kateterprop
- Emballagen kan åbnes sterilt



Indholdsstoffer/materialer:	Kateter: 100% Silikone, Ventil: ABS og PP, Kateterprop: ABS-plast
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse IIa
Steril vare:	Ja
Opbevaring:	Opbevares tørt. Undgå direkte sollys og store temperatursvingninger
Holdbarhed:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkning:	Røntgenstribe langs hele produktet (materiale: Barium sulfat)

PRODUKTDATABLAD

Fortune female ballonkateter, 100% silikone

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref.. nr.
0678036	Fortune	Female ballonkateter, 25cm, 5/10ml, silikone, steril	Ch. 20	Æske a 10 stk.	1824-0520
0678037	Fortune	Female ballonkateter, 25cm, 5/10ml, silikone, steril	Ch. 22	Æske a 10 stk.	1824-0522
0678038	Fortune	Female ballonkateter, 25cm, 5/10ml, silikone, steril	Ch. 24	Æske a 10 stk.	1824-0524
0678039	Fortune	Female ballonkateter, 25cm, 5/10ml, silikone, steril	Ch. 26	Æske a 10 stk.	1824-0526
0678065	Fortune	Female ballonkateter, 25cm, 5/10ml, silikone, steril	Ch. 12	Æske a 10 stk.	1824-0512
0678066	Fortune	Female ballonkateter, 25cm, 5/10ml, silikone, steril	Ch. 14	Æske a 10 stk.	1824-0514
0678067	Fortune	Female ballonkateter, 25cm, 5/10ml, silikone, steril	Ch. 16	Æske a 10 stk.	1824-0516
0678068	Fortune	Female ballonkateter, 25cm, 5/10ml, silikone, steril	Ch. 18	Æske a 10 stk.	1824-0518