

PRODUKTDATABLAD

BD engangsstasebånd, stretch, blå, latexfri

Den velkendte staserem fra BD. Nu uden duft, og med forbedret overflade tekstur for bedre gribefunktion.

BD Vacutainer Stretch er et engangsstasebånd til blodprøvetagning.

Engangsbrug forhindrer kontamination fra tidligere benyttelser og mindsker dermed risikoen for infektion for både patienter og personale.

Da båndet er fri for latex, er det dermed ideelt at bruge, hvis patient eller personale er allergisk eller sensitiv over for latex.

Stasebåndet leveres i en æske, hvor båndene let kan tages ud en ad gangen samt opbevares kompakt.



Indholdsstoffer/materiale:	Syntetisk Polyisopren
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril vare:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Opbevares tørt ved stuetemperatur samt væk fra direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	3 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding/Deponi
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

BD engangstasebånd, stretch, blå, latexfri

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
6020015	BD	Engangstasebånd, stretch, blå, latexfri	44 cm	Æske a 25 stk. – Krt. a 20 æsker	367198