

PRODUKTDATABLAD

Skintact RO21A30, split universal neutralplade med ledning

Skintact RO21A30 er en split universal neutralplade med 3m ledning. Blød hydrogel er god for huden og giver en bedre kontaktflade mellem patienten og elektroden, hvilket giver mere efficient elektrisk kontakt. Bagbeklædningen af skum er væsketæt.

Lav hudkontakt impedans sikrer at elektroden forbliver så kølig som muligt under brug, mens den forstærkede klæbekant giver ekstra sikkerhed i tilfælde af, at der utilsigtet bliver trukket i elektroden eller den kommer i kontakt med forberedelsesopløsninger.

Har en ikke-klæbende flange til fjernelse af elektroden med minimal skade på huden.

Pladen dækker et område på 107 cm² og har en vægtbegrænsning på > 5 kg.

Lever op til EN 60601-2-2:2009



Indholdsstoffer/materiale:	Skum, hydrogel, aluminium, gel, klæber
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse IIb
Steril:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Opbevares tørt, køligt og væk fra direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	36 måneder
Bortskaffelse af vare:	Bortskaffes i henhold til lokalt gældende regler for elektronik
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Skintact RO21A30, split universal neutralplade med ledning

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
6037746	Skintact	RO21A30, split universel neutralplade, m. ledning	107 cm2	Æske a 50 stk. – Krt. a 4 æsker	RO21A30