

PRODUKTDATABLAD

Suturfjerningssæt med stichcut og anatomisk adson pincet, engangs

Engangssæt til fjernelse af suturer.

Sættet indeholder:

- 1 stk. Anatomisk adson pincet, 12 cm
- 1 stk. Kniv til fjernelse af sutur, 11 cm, steril
- 3 stk. Gazekompresser, 17 tråde, 8 lag, 5x5 cm



Indholdsstoffer/materiale:	Japansk rustfrit stål, 100% bomuld
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse Ia
Steril vare:	Ja
Særlig mærkning:	-
Opbevaring uåbnet:	I et tempereret (mellem 5-30°C), tørt og sterilt depot. Luftfugtighed bør være mellem 10-70 %.
Opbevaring åbnet:	Engangsprodukt
Holdbarhed uåbnet:	3 år
Holdbarhed åbnet:	Engangsprodukt
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af indre emballage:	Forbrænding/Genbrug
Bortskaffelse af ydre emballage:	Forbrænding/Genbrug
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Suturfjerningssæt med stichcut og anatomisk adson pincet, engangs

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Ref. nr.
0815040	Suturfjerningssæt	Engangs steril, stichcut+ 1 ana. adson pincet 12 cm	S.10.100.002