

PRODUKTDATABLAD

Prøverør/bægre med skruelåg 60 ml

Urinprøvebæger med klart skruelåg og uden skrivefelt.

Urinbægeret er ikke sterilt og holde 60 ml.



Indholdsstoffer/materiale:	Polypropylen
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril vare:	Nej
Opbevaring:	Tørt, ved stuetemperatur og udenfor direkte sollys
Holdbarhed:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATBLAD

Prøverør/bægre med skruelåg 60 ml

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0850009	Prøverør/bægre	Med skruelåg	60 ml	Krt. a 500 stk.	91935