

# PRODUKTDATABLAD

## Urinprøverør med skruelåg, enkeltvis steril eller bulk

### Urinprøverør med skruelåg 110x17mm:

Anvendes i forbindelse med opsamling af urin til analyse.

Urinprøverør med skruelåg pakket enten

- enkeltvis, steril med label eller
- 75 stk. bulk usteril uden label.



**Indholdsstoffer/materiale:** Polystyren

**PVC/ftalater:** Nej

**Latex:** Nej

**CE klassifikation:** Ikke medicinsk udstyr

**Steril vare:** Nej

**Særlig mærkning:** Ingen

**Opbevaring uåbnet:** Tørt, mellem 5-25 grader Celcius og beskyttet mod direkte sollys.

**Opbevaring åbnet:** -

**Holdbarhed uåbnet:** 3 år

**Holdbarhed åbnet:** -

**Bortskaffelse af vare:** Forbrænding

**Bortskaffelse af inder  
emballage:** Genbrug

**Bortskaffelse af yder  
emballage:** Genbrug

**Bemærkninger:** Ingen

# PRODUKTDATBLAD

Urinprøverør med skruelåg, enkeltvis steril eller bulk

## Mediqs sortimentsoversigt:

Vare	Varefamilie	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold	Salgsenhed	Ref.nr.*
0830005	Urintest	Urinprøverør m. skruelåg og label. Produktet er steril.	110x17mm	Enkeltpakket	STK	IV- 2001
0830006	Urintest	Urinprøverør m. skruelåg. Produktet er ikke steril.	110x17mm	Pakke á 75 stk.	STK	IV- 2005