

# PRODUKTDATABLAD

## Mini-Plasco sterilt vand

Mini-Plasco® - en sikker, nem og alsidig kilde til sterile løsninger:  
Forureningsfri: Den unikke drejningshætte med integreret fingerstop giver et sikkert greb og forhindrer forurening af ampul åbningen.  
Nålfri: Den nye Luer på ampullen muliggør en nålfri udtagning gennem den tætte forbindelse af Luer Slip og Luer Lock sprøjter.  
Mini-Plasco® kollapser under optrækning. Det betyder udluftningsfri aspiration i et enkelt trin. Eksponering af opløsningen for miljøluft minimeres PVC / DEHP / latex-fri og slagfast.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	Sterilt vand
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej/nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	IIb
<b>Steril:</b>	Nej
<b>Opbevaring:</b>	Tørt, ved stuetemperatur og væk fra direkte sollys
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	3 år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse af emballage:</b>	Forbrænding/genbrug
<b>Bemærkninger:</b>	-

# PRODUKTDATBLAD

## Mini-Plasco sterilt vand

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0824009	Mini-Plasco	Sterilt vand, solvens til parenteral anvendelse	10 ml	Æske a 20 stk.	3520358