

# PRODUKTDATABLAD

## SicSac opkastningspose, PVC-fri

SicSac opkastningspose af rivstærk polyethylen. Har en 11 cm stor ring, der fungerer som et mundstykke med indskæringer til sikker lukning af posen.

Bruges som sikker og hygiejnisk indsamlingspose ved kvalme. Har en absorptionskapacitet på 1 liter og der kan tilkøbes en dispenser (nr. 0840105) til nem opbevaring af poserne.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	Polyethylen
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej/Nej
<b>Latex</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	-
<b>Steril:</b>	Nej
<b>Opbevaring:</b>	Opbevares tørt ved stuetemperatur
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	-
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse af emballage:</b>	Forbrænding/Genanvendelse
<b>Bemærkning:</b>	-

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
0840104	SicSac	Opkastningspose, PVC-fri	Pk. a 50 stk. – Krt. a 6 pk.	999586