

PRODUKTDATABLAD

Safecare Nordic, øjenskylning

SafeCare Nordic 500 ml øjenskyll med øjenkop giver den optimal hjælp, når patienter har fået noget i øjet.

SafeCare Nordic øjenskyllvæske indeholder 0,9 % sterilt natriumklorid, hvilket svarer til samme saltopløsning som findes i det menneskelige øje.

Denne øjenskyll flaske leveres med en øjenkop som effektivt fjerner støv, snavs og andre fremmedlegemer i øjet, der giver en effektiv væskestrøm.

- Anbefalet skylletid med en flaske på 500 ml. er 5 minutter.
- Brugervenlig og ergonomisk flaske
- Hurtig og let at åbne



Tilbehør: Safecare Nordic øjenskyllboks og øjenskylltavle

Indholdsstoffer/materiale:	NaCl
PVC/ftalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	I-S
Steril:	Nej
Opbevaring:	Tørt, 0-40 grader, beskyttet mod direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Dagrenovation
Bortskaffelse af emballage:	Dagrenovation
Bemærkninger:	Ikke til intravenøs brug. Produktet er til engangsbrug.

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0822056	Safecare Nordic	Øjenskyllvæske 0,9 % NaCl, steril	500 ml	krt a 21 stk	5003
0822057	Safecare Nordic	Øjenskyllboks til 2 flasker a 500 ml, uden flaske	-	-	Z 180
0822058	Safecare Nordic	Øjenskylltavle til 2 flasker a 500 ml, uden flask	-	-	5002