

PRODUKTDATABLAD

OptiPure forfyldt sprøjte med sterilt vand 10 ml

Forfyldt sprøjte 10 ml sterilt vand til inflation af Foley katetre

Steril, fyldt engangssprøjte. Sprøjten er steriliseret indvendigt og udvendigt

- Kun til engangsbrug og balloninflation
- Er farvekodet for let genkendelighed og angiver, at sprøjten ikke er til intramuskulær og intravenøse injektioner.
- Klar-til-brug steril pakning reducerer risikoen for infektion
- Easy-peel pakning muliggør sikker brug i sterile områder



Materialer:	Sterilt vand, sprøjte/stempel: polypropylen, cap/pakning: styren blokcopolymer
Indikation:	Anvendes til inflation af Foley katetre
Klassifikation:	I-s
Steril vare:	Ja
Opbevaring:	Køligt og tørt
Holdbarhed:	5 år
Bortskaffelse:	Forbrænding/genanvendelse

Mediqs varesortiment:

Varenr.	Varefamilie	Varebeskrivelse	Størrelse	Pakning	Reference
0804201	OptiPure	Forfyldt sprøjte med sterilt vand	10 ml	Krt. a 200 stk.	60101128

For sundhedsfagligt personale