

# PRODUKTDATABLAD

## Skål 500ml, 13cm - steril

Rund skål med 2 hanke, 500 ml og Ø på 13 cm til engangsbrug.

Fremstillet i hvid af polypropylen.

Pakket i peel-pack pose, steril.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	Polypropylen
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej/Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Nej
<b>Steril vare:</b>	Ja
<b>Særlig mærkning:</b>	-
<b>Opbevaring uåbnet:</b>	Stuetemperatur. Undgå fugtighed
<b>Opbevaring åbnet:</b>	Engangsprodukt
<b>Holdbarhed uåbnet:</b>	3 år
<b>Holdbarhed åbnet:</b>	Engangsprodukt
<b>Bortskaffelse vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse emballage:</b>	Forbrænding/Genbrug
<b>Bemærkninger:</b>	-

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold	Ref. nr.
8200028	Steril skål	13 cm, steril	500 ml	Æske a 50 stk.	1420